

# GEBRUIKSINSTRUCTIE

## NIET DOORKOPPELEN

**CuriBag – Dagzak (max. 24 uur):**



**Art. 2061 – BOVENBEEN**

Inhoud	Lengte slang	Aftap
0,75 liter	10cm	Kruiskraan


**CuriBag - Dagzak (max. 24 uur):**



**Art. 2065 – ONDERBEEN**

Inhoud	Lengte slang	Aftap
0,75 liter	45cm	Kruiskraan

**CuriBag - Nachtzak (max. 24 uur):**



**Art. 8758**

Inhoud	Lengte slang	Aftap
2 liter	110cm	Kruiskraan

Voor de nacht wordt de dagzak afgekoppeld en de nachtzak aangesloten.

Eenmaal afgekoppeld, dient de urinezak weggegooid te worden.