


# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini StatStrip Xpress

### Toepassing

Het meten van de bloedglucose waarden bij patienten in instelling moet volgens de richtlijn vericht worden met een point-of-care meter. De StatStrip Xpress is een handzame meter die meet op laboratorium kwaliteit. Met het gebruik van deze meter wordt ingegaan op de adviezen van uit de Inspectie van de gezondheidszorg

### Productinformatie

- LCD zwart/wit scherm
- Groot numeriek display(30 mm)
- Meter schakelt automatisch uit deze niet wordt gebruikt
- Automatische monsterdetectie en start van de meting
- Automatische monstertelling voorzien van datum/tijd voor opslag in geheugen
- Interferentie vrij
- Kalibratie vrij
- Kleine gebruiksvriendelijke meter
- Voldoet aan het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
- Meet op laboratoriumniveau
- Kan zowel glucose als ketonen in bloed meten

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765220	MENARINI STATSTRIP XPRESS METER MMOL/L NL 41281	1 st.	10 x 1 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini StatStrip Glucose Strips

### Toepassing

Deze teststrips zijn geschikt voor de Statstrip Xpress meter. Verpakt per 2x50 stuks

### Productinformatie

#### Algemeen

- Voor bloedglucose
- Test uitslag: Glucose
- Analysetijd: 6 seconden
- Test Strip Volume: 1.2  $\mu$ l
- Test Methode: Electrochemisch

#### Monster type & toepassing

- Volbloed: arterieel, veneus, capillair, neonataal, glucose
- Meetbereik 0.5-33.3 mmol/L (10-600 mg/dL)
- Elimineert interferentie door Hematocriet, Ascorbic Acid, Uric Acid, Paracetamol (Acetaminophen), Bilirubine, Maltose, Galactose, Xylose, Oxygen

#### Testcriteria

- Temperatuur: 15°C- 40°C (59°F-104°F)
- Hoogte: tot 4,570 meter (15,000 feet)
- Luchtvochtigheidsgraad: 10% to 90% relatieve luchtvochtigheid
- Strips: 50 strips/box

#### Test Strip & QC Stabiliteit

- 24 maanden vanaf de datum van productie
- 6 maanden na openen container

#### Certificaten & Compliance

- Compliance with FDA Quality System
- Regulation (QSR), ISO 13485:2003, CSA, TUV, Self-Declared Complies to IVDD, IEC 61010-2-101:2002, EN 55011:1998, EN 61000-6-1 and EN 61326 Annex A
- Voor in-vitro diagnostiek.

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765221	STATSTRIP GLUCOSE STRIP 40493 VERPAKKING 2 POTJES VAN 50 STRIPS	100 st.	1 x 100 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini Statstrip Xpress Startset

### Toepassing

Deze professionele startset van Menarini wordt ingezet om volgens de richtlijnen vanuit de inspectie bloedglucosewaarden te bepalen. Met deze set heeft u alles bij elkaar; de Statstrip Xpress meter, de strips en lancetten.



U kunt deze set inzetten op een afdeling waar deze op een centrale plaats wordt neergelegd. Zo heeft u geen meters meer nodig die bij de patient op de kamer liggen

### Productinformatie

Inhoud:

- 4 potjes a 50 stuks Xpress teststrips
- Statstrip Xpress bloedglucosemeter
- Lancetten

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765222	STATSTRIP XPRESS KOFFERSET MET: 1 KOFFER 1 STATSTRIP XPRESS GLUCOSEMETER 4 DOOSJES MET 50 STATSTRIP GLUCOSESTRIPS. 1 DOOSJE MET 100 UNISTIK 3 COMFORT LANCETTEN.	1 st.	1 x 1 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini Glucomen LX Plus bloedglucosemeter startset

### Toepassing

De Menarini Glucomen LX is een bloedglucosemeter waarvoor geen calibratie nodig is. Er is slechts 0,3 QL bloed nodig en 4 seconden voor een glucosemeting en slechts 0,8 QL bloed en 10 seconden nodig voor een ketonenmeting.

De bloedglucosemeting start alleen als er voldoende bloed door de strip is opgenomen.

Extra ketonenstrips zijn uitsluitend via Menarini Diagnostics, middels een antwoordkaart, gratis te bestellen voor gebruikers die op regelmatige basis gebruik maken van de Glucomen LX Plus+ voor het testen van Glucose.

400 resultaten worden automatisch opgeslagen met datum en tijd.

De resultaten kunnen worden gedownload op een computer met behulp van Glucolog software. Deze software is gratis te downloaden op de site van de leverancier ([www.menarini-diabetes.nl](http://www.menarini-diabetes.nl)). De USB-kabel voor de gegevensoverdracht is eveneens gratis te bestellen via deze site.

### Productinformatie

- 1 GlucoMen® LX Plus+ glucosemeter
  - 10 GlucoMen® LX sensorstrips
  - 2 GlucoMen® LX Plus+ ketonenstrips
  - Emergency Kit (gebruikershandleiding over het meten van ketonen)
  - 1 Glucoject® Dual prikpen
  - 10 Glucoject® Lancets
  - etui
  - handleiding
  - garantiekartaat
- 
- Geen codering nodig.
  - Slechts 0,3 QL bloed en 4 seconden nodig voor een glucosemeting.
  - Slechts 0,8 QL bloed en 10 seconden nodig voor een ketonenmeting.

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765214	MENARINI GLUCOMEN LX PLUS SET 42210	1 st.	1 x 1 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini Glucomen LX Plus sensor teststrips

### Toepassing

GlucoMen LX Sensor, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed. De glucoseteststrip heeft 0.3Ql bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De testduur bedraagt 4 seconden. De teststrip dient samen met de GlucoMen LX of GlucoMen LX Plus+ bloedglucosemeter gebruikt te worden.

- gebruik de GlucoMen LX alleen in combinatie met de GlucoMen LX\* of GlucoMen LX Plus bloedglucosemeter nadat een teststrip uit het busje is gehaald dan moet men onmiddellijk de dop terugplaatsen en goed afsluiten
- vermijd dat vuil of voedsel op de bovenkant van de teststrip komt te zitten.
- gebruik geen teststrips na de vervaldatum die op de verpakking gedrukt staat, dit kan onnauwkeurige resultaten opleveren.
- teststrips mogen tot 9 maanden na opening van het busje gebruikt worden; wanneer men voor het eerst een busje opent, tel dan 9 maanden vooruit en schrijf de datum op het busje; gooi alle overgebeleven teststrips weg na die genoteerde datum

\* de GlucoMen LX is niet meer leverbaar

### Productinformatie

Bewaren teststrip:

- Sluit het busje met teststrips goed af als het niet gebruikt wordt
- Haal de teststrip pas uit het busje wanneer u klaar zit voor de test
- Teststrips moeten worden bewaard in het originele busje
- bewaar de verpakking met teststrips op een koele, droge plaats tussen 4°C en 30°C
- niet koelen of invriezen niet bewaren in de buurt van hitte of vocht
- verpakt per 50 stuks

### Artikeloverzicht

Bestelnr.    Omschrijving

Binnendoos    Overdoos

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765010	GLUCOMEN LX PLUS SENSOR STRIPS (50ST) 39553	50 st.	1 x 50 st.
975023	GLUCOMEN LX PLUS SENSOR STR39555	10 st.	1 x 10 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini Securject Pro Prikpen

### Toepassing

De Securject Pro prikpen is een professioneel systeem ontwikkeld voor medewerkers in de gezondheidszorg voor het prikken van bloed bij verschillende patiënten in bijzonder hygiënische omstandigheden.



Telkens als er een naaldje wordt vervangen, wordt ook het geïntegreerde platform verwijderd, dit betekent dat alle delen van het priksysteem welke in contact komen met de huid en het bloed van de patiënt, altijd worden vervangen.

De Securject Pro en Securlancets zijn speciaal ontworpen voor de veiligheid. Dankzij de automatische verwijdering van de naald beschermt dit systeem medewerkers in de gezondheidszorg voor het risico van incidentele prikgevaren en verhindert zo onderlinge besmetting.

De Comfort Zone Technologie verhoogt het prikcomfort door het richten van het gevoel en de perceptie van pijn. Deze aanpak verbergt de pijn van het prikken om zo het comfort te verhogen. De 8 puntjes op het prikdoopje maskeren de priksensatie naar de hersenen zodat geen pijn wordt ervaren.

### Productinformatie

- professioneel priksysteem
- hygiënisch
- veilig

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765017	MENARINI SECURJECT PRO PRIKPEN REF 36146	1 st.	200 x 1 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Menarini Securject Pro Lancetten

### Toepassing

De Securject Pro prikpen is een professioneel systeem ontwikkeld voor medewerkers in de gezondheidszorg voor het prikken van bloed bij verschillende patiënten in bijzonder hygiënische omstandigheden.



Telkens als er een naaldje wordt vervangen, wordt ook het geïntegreerde platform verwijderd, dit betekent dat alle delen van het priksysteem welke in contact komen met de huid en het bloed van de patiënt, altijd worden vervangen.

De Securject Pro en Securlancets zijn speciaal ontworpen voor de veiligheid. Dankzij de automatische verwijdering van de naald beschermt dit systeem medewerkers in de gezondheidszorg voor het risico van incidentele prikgevaren en verhindert zo onderlinge besmetting.

De Comfort Zone Technologie verhoogt het prikcomfort door het richten van het gevoel en de perceptie van pijn. Deze aanpak verbergt de pijn van het prikken om zo het comfort te verhogen. De 8 puntjes op het prikdoopje maskeren de priksensatie naar de hersenen zodat geen pijn wordt ervaren.

### Productinformatie

- 200 lancetten in een doosje

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9765018	MENARINI SECURJECT PRO LANCETS STERIEL REF 36148	200 st.	25 x 200 st.
9765023	SECURJECT PRO LANCETS 36147 PER 10 STUKS VERPAKT	10 st.	1 x 10 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Accu-Chek Aviva Bloedglucosemeter

### Toepassing

De Accu-Chek Aviva-meter heeft een rubberen rand voor een betere grip, gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen en een gemakkelijk af te lezen display. De meter is uitgerust met een unieke technologie die bij iedere meting controleert en corrigeert op luchtvochtigheid en temperatuur. Deze combinatie van technologie en makkelijke bedieningsopties maakt het controleren van uw bloedglucosespiegel nog eenvoudiger.



### Productinformatie

- Duur van de bloedglucosemeting: 5 seconden
  - Gemakkelijk te gebruiken, snel absorberende strip
  - Groot en gemakkelijk af te lezen display
  - Geheugenruimte: 500 bloedglucosewaarden met tijd en datum--
- Testgemiddelden: 7, 14 of 30 dagen
- Gewicht: 60 g (incl. batterij)
  - Display: LCD

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Accu-Chek Aviva teststrips

### Toepassing

Deze teststrips zijn geschikt voor de bloedglucosemeter Accu-Chek Aviva.

### Productinformatie

- in 10 stuks verpakking en 50 stuks verpakking

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9994359-3	ACCUCHEK AVIVA 2010 TESTSTRIP	10 st.	1 x 10 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Accu-Chek Safe T-pro lancetten

### Toepassing

De Accu-Chek Safe T-pro is een éénmalige prikpen met groot comfort door de drie instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor uw patiënt. Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting. Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid. Het unieke prikmechanisme sluit ongewild prikken uit.



### Productinformatie

- verpakt per 200 stuks

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9993226	ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS LANCET 3603539150	200 st.	1 x 200 st.

# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



## Klinion Diabetes Care soft fine plus lancetten

### Toepassing

De lancetten van Klinion Diabetes Care passen op alle 'ronde' prikpenen en door de facet geslepen naaldpunt kan er nagenoeg pijnloos worden geprikt. Het siliconenlaagje minimaliseert de kans op huidirritatie.

Verkrijgbaar in twee verpakkingen: 110 stuks en 210 stuks.

### Productinformatie

- verschillende kleuren in een doosje
- past op alle 'ronde' prikpenen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
5836	SOFT FINE LANCETS 28G	110 st.	42 x 110 st.
5841	SOFT FINE LANCETS 28G 210 ST	210 st.	21 x 210 st.



# Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt

## Lancetten

### Toepassing

Een bloedlancet wordt gebruikt voor het aanprikken van de huid en het verkrijgen van een druppel bloed. Hiermee wordt de bloedglucosewaarde bepaald.

### Productinformatie

- verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
- eenmalig gebruik



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9087001	MINI LANCETS 700001	75 st.	60 x 75 st.
AT0702	BLOEDLANCET UNISTIK PROFESSIONEEL. 2.4 MM STERIEL REF 700025	100 st.	1 x 100 st.
9765022	UNISTICK 3 COMFORT OMU-AT1042	100 st.	1 x 100 st.

## Voor inzicht in de algehele conditie van uw patiënt



### Klinion Diabetes Care teststrips

#### Toepassing

Teststrips voor de Klinion Diabetes Care bloedglucosemeter BGM 211



#### Productinformatie

- Nieuwe codesleutel bij verpakking strips zorgt voor een schoon en optimaal resultaat tussen meter en strips
- Grote strips, inclusief handvat met goede grip
- De strips zijn veilig te verwijderen zonder bloedcontact
- De bloeddruppel wordt automatisch opgenomen in het bloedopnamepunt.



#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
5052	KLINION DIABETES CARE TESTSTRIPS 25 STUKS VERPAKKING	25 st.	50 x 25 st.
5053	KLINION DIABETES CARE TESTSTRIPS 50 STUKS VERPAKKING	50 st.	20 x 50 st.