

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Nelaton - 2 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

### Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte standaard 40 cm,
- rechte punt
- per stuk, per 5 stuks en per 10 stuks verpakt

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
812112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH12	1 st.	30 x 1 st.
812114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
812116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
812118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
812120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 5-10ML CH20	1 st.	30 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
812214	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
812216	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
812218	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
812220	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NELATON 2WEG 30ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
822108	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 3-5ML CH08	10 st.	40 x 10 st.
822110	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 3-5ML CH10	10 st.	40 x 10 st.
822112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH12	10 st.	40 x 10 st.
822114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
822116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
822118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH18	10 st.	40 x 10 st.
822120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 2WEG 5-10ML CH20	10 st.	40 x 10 st.
822214	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
822216	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
822220	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 2WEG 30ML CH20	10 st.	40 x 10 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Tiemann - 2 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

Tiemann katheters worden gebruikt door mannen.

### Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 40 cm
- gebogen punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
816114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
816116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
816118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
826114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
826116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX TIEM. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Nelaton - 3 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer en blaasspoelen.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

### Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 3-weg
- lengte standaard 40 cm
- rechte punt
- per 5 stuks

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
823216	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 3WEG 30ML CH16	5 st.	40 x 5 st.
823218	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NELATON 3WEG 30ML CH18	5 st.	40 x 5 st.
823220	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX NEL. 3WEG 30ML CH20	5 st.	40 x 5 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Gesiliconiseerde latex verblijfskatheter - Female - 2 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 14 dagen.

### Productinformatie

- materiaal: gesiliconiseerde latex
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 20 cm
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
814114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEM. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
814116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEM. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
814118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER LATEX FEM. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Latex Hydrogel verblijfskatheter - Nelaton - 2 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 30 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

### Productinformatie

- Hydrogel vormt een vochtkussen dat het weefsel van de urethra en blaasslijmvlies beschermt.
- Verhoogt draagcomfort en minder kans op beschadigingen.
- Aanzienlijke vermindering van gruisvorming en infecties.
- Materiaal: hydrogel gecoate latex
- 2-weg
- 2 zij-ogen
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt
- gebruik in combinatie met Instillagel.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
852112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH12	1 st.	30 x 1 st.
852114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
852116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
852118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
852120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
862116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
862118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER HYDR. NEL. 2WEG 5-10ML CH18	10 st.	40 x 10 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Siliconen verblijfskatheter - Nelaton - 2 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 50 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.

### Productinformatie

- materiaal: 100% siliconen
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per stuk en per 10 stuks verpakt

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
832112-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH12	1 st.	30 x 1 st.
832114-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH14	1 st.	30 x 1 st.
832116-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH16	1 st.	30 x 1 st.
832118-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
832120-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
832218-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 30ML CH18	1 st.	30 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
832220-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 30ML CH20	1 st.	30 x 1 st.
832222-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 30ML CH22	1 st.	30 x 1 st.
842112	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH12	10 st.	40 x 10 st.
842114	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH14	10 st.	40 x 10 st.
842116	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH16	10 st.	40 x 10 st.
842118	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH18	10 st.	40 x 10 st.
842120	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 2WEG 5-10ML CH20	10 st.	40 x 10 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Siliconen verblijfskatheter - Kind - 2 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: maximaal 50 dagen.

### Productinformatie

- materiaal: 100% siliconen
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per stuk verpakt

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
832110-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NELATON 2WEG 3-5ML CH10	1 st.	30 x 1 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Siliconen verblijfskatheter - Nelaton - 3 weg - Curion CuriStay

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer en blaasspoelen.

Gebruiksduur: maximaal 50 dagen.

Nelaton katheters worden gebruikt zowel door mannen als vrouwen.


### Productinformatie

- materiaal: 100% siliconen
- 2 zij-ogen
- 3-weg
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per stuk

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
833118-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 3WEG 5-10ML CH18	1 st.	30 x 1 st.
833218-1	CURION CURISTAY VERBL. KATHETER SIL. NEL. 3WEG 30ML CH18	1 st.	30 x 1 st.

# Curion CuriStay, een compleet standaardassortiment verblijfskatheters



## Siliconen elastomeer verblijfskatheters - Unomedical

### Toepassing

Voor continue urine-afvoer.

Gebruiksduur: 3 weken

### Productinformatie

- materiaal: Siliconen elastomeer
- 2 zij-ogen
- 2-weg
- lengte 40 cm
- rechte punt
- per 5-en 10 stuks verpakt

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
617914	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 14 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
617916	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 16 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
617918	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 18 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
617920	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 20 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618014	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 14 5 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618016	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 16 30 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.
618018	UNOMEDICAL VERBLIJFSKATHETER ELASTOMEER NELATON 2 WEG CH 18 30 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
618020	UNOMEDICAL ELASTOMEER VERBLIJFSKATHETER NELATON 2 WEG CH20 30 ML STERIEL	10 st.	80 x 10 st.



## Blaaskatheterisatieset - 8972 - Curion CuriKit

### Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch.

Ook te gebruiken voor het inbrengen van een ongecoate afnamekatheter.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

2 paar latexvrije handschoenen

6 x wattendeppers

kunststof nierbekken

kunststof bakje

steriel veld

sprit Instillagel 11 ml

sprit aquadest (incl 10% glycerine) 10 ml

injectiesprit 10 ml (Male Luer)

Voor meer (bestel)informatie over de blaaskatherisatieset 8972, klik <http://catalogus.medeco.nl/html/catalog/home/product/629/>.



## Instillagel

### Toepassing

Ten behoeve van het inbrengen van een verblijfskatheter.

Gebruiksduur: Gel inbrengen in de urethra/suprapubische opening enige minuten voordat de katheter wordt ingebracht.

Instillagel bevat chloorhexidine, dat een antibacteriële werking heeft.

Instillagel bevat ook lidocaïne, dat een plaatselijk verdovend effect heeft.

### Productinformatie

- op waterbasis
- presentatie in een spuit; 6 ml voor de vrouw en 11/20 ml voor de man
- makkelijk in urethra in te brengen en te doseren
- Instillagel is een geneesmiddel
- Instillagel bevat lidocaïne en geeft een plaatselijk verdovend effect
- 5 minuten inwerken voor optimale werking van de lidocaïne

Lees altijd voor gebruik de bijsluiter.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
335320	INSTILLAGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE EN LIDOCAÏNE 6 ML STERIEL	10 st.	50 x 10 st.
335344	INSTILLAGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE EN LIDOCAÏNE 11 ML STERIEL	10 st.	50 x 10 st.



## Endosgel

### Toepassing

Ten behoeve van het inbrengen van een verblijfskatheter.

Gebruiksduur: Gel inbrengen in de urethra/suprapubische opening enige minuten voordat de katheter wordt ingebracht.

Endosgel bevat chloorhexidine, dat een antibacteriële werking heeft.

### Productinformatie

- op waterbasis
- presentatie in een spuit; 6 ml voor vrouw en 11/20 ml voor de man
- makkelijk in urethra in te brengen en te doseren
- Endosgel is een medisch hulpmiddel
- Endosgel bevat geen lidocaïne (geeft een plaatselijk verdovend effect)

Lees altijd voor gebruik de bijsluiter.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
338035	ENDOSGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE 20 ML STERIEL	100 st.	2 x 100 st.
338073	ENDOSGEL GLIJMIDDEL CHLOORHEXIDINE 6 ML STERIEL	100 st.	3 x 100 st.

# De feiten over Curion



## Katheterstopje

### Toepassing

Voor het tijdelijk afsluiten van de katheter.

Gebruiksduur: eenmalig

### Productinformatie

- universeel
- steriel

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
680209	UNOMEDICAL KATHETERSTOP GROEN STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
8403	CURION KATHETERSTOP GROEN STERIEL	10 st.	10 x 10 st.

# De feiten over Curion



## Katheterventiel

### Toepassing

Voor het tijdelijk afsluiten van de katheter.

### Productinformatie

- tussen de katheter en urinezak te gebruiken
- met één hand te bedienen
- steriel
- geschikt voor blaastraining
- universeel
- gebruiksduur: eenmalig

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8400A	CURION KATHETERVENTIEL KRUISKRAAN STERIEL	1 st.	25 x 1 st.

# De feiten over Curion



## Curion klem

### Toepassing

Voor het tijdelijk afsluiten van de urinezak.

Gebruiksduur: eenmalig

Niet gebruiken op de katheter, maar op de slang van de urinezak!

### Productinformatie

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8402	CURION KLEM BLAUW	10 st.	240 x 10 st.



### Niko Drain-Fix - fixatiepleister voor suprapubische katheter

#### **Toepassing**

Deze fixatiepleister wordt toegepast bij suprapubische katheters. Het hydrocolloïd absorbeert wondvocht uit de insteekopening, waardoor de katheter tot ongeveer een week kan blijven zitten. De speciaal ontwikkelde foaminkeping met kleeflaag voorkomt knikken van de katheter en fixeert de katheter optimaal.

#### **Productinformatie**

Voor meer (bestel)informatie over de Niko Drain-Fix fixatiepleister, klik <http://catalogus.medeco.nl/html/catalog/home/product/457/>.



### Cath-Fix - fixatiepleister voor katheter en tube

#### Toepassing

Deze fixatiepleister is geschikt voor het fixeren van alle soorten en maten katheters en tubes. De Cath-Fix medium heeft een opening, waardoor deze ook geschikt is voor de kortdurende fixatie van canules.


#### Productinformatie

- vervaardigd van flexibel nonwoven materiaal
- voorzien van een acrylaat kleeflaag
- huidvriendelijk
- comfortabel voor de patiënt
- geeft stevige fixatie
- het voorg gevormde model voorkomt bewegingen in zijdelingse en lengterichting

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
849631	NIKO CATH-FIX FIXATIEPLEISTER CATHETERS M REF 49-630M-M	100 st.	16 x 100 st.
849632	NIKO CATH-FIX FIXATIEPLEISTER CATHETERS L REF 49-630M-L	100 st.	12 x 100 st.

# De feiten over



## Lubricating Jelly

### Toepassing


Ten behoeve van het inbrengen van een verblijfskatheter.

### Productinformatie

- glijmiddel is verpakt in een zakje

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9752453	LUBRICATING JELLY 2,7GRAM OPTILUBE	144 st.	10 x 144 st.



## Aquadest met glycerine

### Toepassing

Ten behoeve van het vullen van de ballon.

### Productinformatie

- de glycerine die toegevoegd is aan het water zorgt ervoor dat de ballon niet langzaam leeg kan lopen
- Medeco adviseert bij het inbrengen van de verblijfskatheter (ballon 5-10ml) eerst 10 ml in de ballon te spuiten en vervolgens 2 a 3 ml op te trekken

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
342049	AQUADEST SPUIT 10ML MET 10% GLYCERINE 342049	100 st.	3 x 100 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal

## Gecoate afnamekatheter - Nelaton - Curion CuriCat Standaard

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygiënisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221110	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221112	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221114	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221116	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221118	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER NELATON CH18 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal

## Gecoate afnamekatheter - Tiemann - Curion CuriCat Standaard

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik.

Specificaties: steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- steriel verpakt
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221312	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER TIEMANN CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221314	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER TIEMANN CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221316	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER TIEMANN CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal

## Gecoate afnamekatheter - Female- Curion CuriCat Standaard

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



Steriel water toevoegen in de verpakking of water uit een kraan die eerst sterk gestroomd heeft. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221210	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221212	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
221214	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
221216	CURION CURICAT STANDARD AFNAMEKATHETER FEMALE CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal



## Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Nelaton - Curion CuriCat Plus

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Uitvoering: lengte 40 cm.

Verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222110	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222112	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222114	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222116	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal



## Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Tiemann - Curion CuriCat Plus

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.



Uitvoering:gebogen punt, lengte 40 cm

Verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222312	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222314	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER TIEMANN INCLUSIEF WATERSACHET CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal



## Gecoate afnamekatheter incl. watersachet - Female - Curion CuriCat Plus

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



Uitvoering: rechte punt, lengte 20 cm.

Verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd.

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222210	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH10 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222212	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH12 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.
222214	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH14 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
222216	CURION CURICAT PLUS AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET CH16 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal



## Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Nelaton - Curion CuriCat Kit

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen.



Uitvoering: lengte 40 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223114	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER NELATON INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH14 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal



## Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Tiemann - Curion CuriCat Kit

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.

Uitvoering: gebogen punt, lengte 40 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.



### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

# Curion CuriCat, veiligheid, gemak en comfort staan centraal



## Gecoate afnamekatheter incl. watersachet en urinezak - Female - Curion CuriCat Kit

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.



Uitvoering: lengte 20 cm, inhoud urinezak ongeveer 900 cc.

Verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating verkleurd en geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak. Alvorens te katheteriseren kunnen de handen gereinigd worden met het schoonmaakdoekje, dat bij de verpakking zit.

### Productinformatie

- de CuriCat is voorzien van een extra gladde coating
- minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen
- coating is optimaal gehecht op de katheter, zodat men schoon en hygienisch kan werken
- de CuriCat blijft lang nat en glad, langere indroogtijd
- goede hanteerbaarheid door ongecoat uiteinde van de katheter
- ophangmogelijkheid
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223212	CURION CURCAT KIT AFNAMEKATHETER FEMALE INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK CH12 0.9 L STERIEL	15 st.	4 x 15 st.

# De feiten over Curion



## Ongecoate afnamekatheter - Nelaton - Curion CuriSoft

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie voor man/vrouw.

### Productinformatie

- rechte punt
- 2 zij-ogen en gesloten punt
- effectieve lengte 40 cm
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- ook geschikt om wonden mee te spoelen
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8204-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH10 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8206-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH12 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8208-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH14 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8210-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH16 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8212-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH18 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.



## Ongecoate afnamekatheter - Tiemann - Curion CuriSoft

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij mannen.

### Productinformatie

- gebogen punt
- 2 zij-ogen en gesloten punt
- effectieve lengte 40 cm
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8240-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH12 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8242-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH14 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8244-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH16 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8246-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH18 40 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.

# De feiten over Curion



## Ongecoate afnamekatheter - Vrouw - Curion CuriSoft

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie bij vrouwen en kinderen.

### Productinformatie

- rechte punt
- 2 zij-ogen en gesloten punt
- effectieve lengte 20 cm
- ongecoat (gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- consumentenverpakking
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8220-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH08 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8222-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH10 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8224-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH12 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8226-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH14 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8228-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH16 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.
8230-2	CURION CURISOFT AFNAMEKATHETER ONGECOAT FEMALE CH18 20 CM STERIEL	25 st.	10 x 25 st.



## Ongecoate afnamekatheters - Unomedical

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie voor man/vrouw.

### Productinformatie

- Nelaton = rechte punt
- Tiemann = gebogen punt
- 2 zij-ogen en een gesloten punt
- lengte 40 cm (Nelaton en Tiemann)
- lengte 20 cm (Female)
- ongecoat ( gebruik in combinatie met glijmiddel zoals Instillagel)
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
610609	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 06 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
610709	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 08 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
610809	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 10 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
610909	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 12 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611009	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 14 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611109	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 16 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611209	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT NELATON CH 18 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611509	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 08 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
611609	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 10 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
611709	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 12 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
611809	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 14 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
611909	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 16 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612209	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT VROUW CH 08 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
612309	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 10 STERIEL	100 st.	10 x 100 st.
612409	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 12 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612509	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 14 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612609	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 16 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.
612709	UNOMEDICAL AFNAMEKATHETER ONGECOAT TIEMANN CH 18 STERIEL	100 st.	8 x 100 st.

# IQcath, dé top in zelfkatheterisatie voor mannen



## iQcath hydrophilic

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie voor mannen voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating geactiveerd.

### Productinformatie

- iQcath is de top in zelfkatheterisatie voor mannen
- bijzondere bolvormige flexibele tip, die er voor zorgt dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest
- kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
227310	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH10	35 st.	6 x 35 st.
227312	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH12	35 st.	6 x 35 st.
227314	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH14	35 st.	6 x 35 st.
227316	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH16	35 st.	6 x 35 st.
227318	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH18	35 st.	6 x 35 st.



# iQcath, dé top in zelfkatheterisatie voor mannen

## iQcath hydrophilic + urinezak

### Toepassing

Urineafname/zelfkatheterisatie voor mannen voor eenmalig gebruik.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating geactiveerd. De urine wordt opgevangen in de geïntegreerde urinezak.

### Productinformatie

- iQcath is de top in zelfkatheterisatie voor mannen
- bijzondere bolvormige flexibele tip, die ervoor zorgt dat de katheter altijd de weg van de minste weerstand kiest
- kans op beschadiging wordt hiermee tot een minimum gereduceerd

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
225318	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK 0.9L CH18	30 st.	6 x 30 st.
228312	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK 0.9L CH12	35 st.	6 x 35 st.
228314	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK 0.9L CH14	35 st.	6 x 35 st.
228316	MANFRED SAUER IQCATH AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET + URINEZAK 0.9L CH16	35 st.	6 x 35 st.

# iQcath, dé top in zelfkatheterisatie voor mannen



## iQcath hydrophilic luerlock

### Toepassing

iQcath hydrophilic luerlock wordt gebruikt om medicijnen direct in de blaas toe te dienen. iQcath hydrophilic luerlock is een katheter, maar is niet bedoeld om de blaas mee te legen.

Specificaties: verpakking is inclusief een watersachet die de coating activeert. Na 30 seconden is de coating geactiveerd.

### Productinformatie

- luerlock aansluiting, wat betekent dat er veilig met de medicijnen kan worden omgegaan, zonder risico op verspilling.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
229312	MANFRED SAUER IQCATH LUERLOCK AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH12	35 st.	6 x 35 st.
229314	MANFRED SAUER IQCATH LUERLOCK AFNAMEKATHETER BOLVORMIGE TIP INCLUSIEF WATERSACHET CH14	35 st.	6 x 35 st.



### Medisch hulpmiddelen ter ondersteuning van zelfkatheterisatie - Penishouder - Manfred Sauer

#### Toepassing

De penishouder wordt gebruikt om de penis omhoog te houden. Handig in geval van teruggetrokken penis en voor het terughouden van de voorhuid. Beide handen blijven vrij voor de katheterisatie.

#### Productinformatie

- verkrijgbaar in twee maten
- zacht huidvriendelijk synthetisch materiaal
- persoonsgebonden

#### Gebruiksaanwijzing:

Houdt de penishouder met beide handen vast. Spreid hem uit en leg hem om de penis zodat de eikel op de bovenste rand van de penishouder ligt. Wanneer de penishouder loslaat zal deze vanzelf aansluiten en de penis in positie houden. Na de katheterisatie kunt u de penishouder openen en verwijderen.

Om de penishouder schoon te maken kunt u water en zeep gebruiken.

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
223300	PENIS HOUDER 2 CM BLAUW 110.60	1 st.	1 x 1 st.
223310	PENIS HOUDER 4 CM GROEN 110.61	1 st.	1 x 1 st.



### Externe katheter met bufferzone - zelfklevend - latex vrij - Manfred Sauer Comfort

#### Toepassing

Externe katheter met unieke bufferzone voor mannen en kinderen.

Bufferzone; de grote elasticiteit vormt een voldoende buffer bij spontaan urineverlies en voorkomt het ontstaan van vacuüm trekken.

Draagcomfort; het dunne materiaal past zich goed aan het lichaam aan en biedt optimaal draagcomfort

Gebruiksduur: draagtijd is gemiddeld 12-24 uur.

#### Productinformatie

- verpakt per 30 stuks
- in 11 maten beschikbaar
- zelfklevend
- transparant, waardoor huidconditie makkelijk is waar te nemen

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9718	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 18 MM	30 st.	10 x 30 st.
9720	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 20 MM	30 st.	10 x 30 st.
9722	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 22 MM	30 st.	10 x 30 st.
9724	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 24 MM	30 st.	10 x 30 st.
9726	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 26 MM	30 st.	10 x 30 st.
9728	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 28 MM	30 st.	10 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9730	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 30 MM	30 st.	10 x 30 st.
9732	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
9737	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 37 MM	30 st.	10 x 30 st.
9740	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 40 MM	30 st.	10 x 30 st.
97350	MANFRED SAUER COMFORT EXTERNE KATHETER MET BUFFERZONE NON LATEX 35 MM	30 st.	10 x 30 st.



### Externe katheter- niet zelfklevend - latex - Unomedical

#### Toepassing

Externe katheter voor mannen bij overgevoeligheid voor kleefstoffen.

Gebruiksduur: 12-24 uur.

#### Productinformatie

- latex
- zonder fixatie, fixatie geschiedt door een aparte fixatiestrip REF 610500

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
610525	UNOMEDICAL EXTERNE KATHETER LATEX 25 MM STERIEL	30 st.	40 x 30 st.
610530	UNOMEDICAL EXTERNE KATHETER LATEX 30 MM STERIEL	30 st.	40 x 30 st.
610535	UNOMEDICAL EXTERNE KATHETER LATEX 35 MM STERIEL	30 st.	40 x 30 st.



## Externe katheter- zelfklevend - latex vrij - InView

### Toepassing

100% siliconen externe katheter in verschillende uitvoeringen.

Gebruiksduur: draagtijd is gemiddeld 12-24 uur.

### Productinformatie

- per stuk verpakt
- 100% siliconen
- zelfklevend
- ademend materiaal, verhoogd draagcomfort
- transparant, waardoor huidconditie makkelijk is waar te nemen

Uitvoeringen:

- Inview Standard: geschikt voor alledaags gebruik en bij overgevoeligheid voor latex.
- Inview Extra: voor extra zekerheid door brede kleeflaag.
- Inview Special: speciaal voor mannen met een teruggetrokken penis.

Voor meer informatie, productadvies op maat en een gebruiksinstructie, klik <http://www.dejuistekatheter.nl/instructie>.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
97125	HOLLISTER INVIEW SPECIAL EXTERNE KATHETER NON LATEX 25 MM	30 st.	10 x 30 st.
97129	HOLLISTER INVIEW SPECIAL EXTERNE KATHETER NON LATEX 29 MM	30 st.	10 x 30 st.
97132	HOLLISTER INVIEW SPECIAL EXTERNE KATHETER NON LATEX 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
97225	HOLLISTER INVIEW STANDARD EXTERNE KATHETER NON LATEX 25 MM	30 st.	10 x 30 st.
97229	HOLLISTER INVIEW STANDARD EXTERNE KATHETER NON LATEX 29 MM	30 st.	10 x 30 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
97232	HOLLISTER INVIEW STANDARD EXTERNE KATHETER NON LATEX 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
97236	HOLLISTER INVIEW STANDARD EXTERNE KATHETER NON LATEX 36 MM	30 st.	10 x 30 st.
97241	HOLLISTER INVIEW STANDARD EXTERNE KATHETER NON LATEX 41 MM	30 st.	10 x 30 st.
97329	HOLLISTER INVIEW EXTRA EXTERNE KATHETER NON LATEX 29 MM	30 st.	10 x 30 st.
97332	HOLLISTER INVIEW EXTRA EXTERNE KATHETER NON LATEX 32 MM	30 st.	10 x 30 st.
97336	HOLLISTER INVIEW EXTRA EXTERNE KATHETER NON LATEX 36 MM	30 st.	10 x 30 st.



## Urinecollectoren - Hollister

### Toepassing

De urinecollector is er voor mannen en vrouwen.

De urinecollector voor mannen is een praktische oplossing als er bijvoorbeeld geen externe katheter kan worden gebruikt.

De urinecollector voor vrouwen is een praktische oplossing als er bijvoorbeeld geen absorberend verband of verblijfskatheter kan worden gebruikt.

Gebruiksduur: 12-72 uur.

### Productinformatie

- voor bedlegerige en immobiele gebruikers
- PVC met hydrocolloïd huidplaat
- huidvriendelijke kleeflaag, de urine komt niet in aanraking met de huid: dit voorkomt huidirritatie
- één maat
- openingsring is op maat te knippen
- kan doorgekoppeld worden naar been- of bedzak
- inclusief huidverzorgingsdoekje ter bescherming van de huid
- gebruiksaanwijzing

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9811	HOLLISTER PENIS POUCH URINECOLLECTOR MAN ANATOMISCH GEVORMD INCLUSIEF HUIDVERZORGINGSDOEKJES	10 st.	12 x 10 st.
9840	HOLLISTER INCARE URINECOLLECTOR VROUW ANATOMISCH GEVORMD INCLUSIEF HUIDVERZORGINGSDOEKJES	10 st.	16 x 10 st.



## AR Externe katheter- zelfklevend - latex

### Toepassing

Geschikt voor mannen met urge-incontinentie (grote urinelozingen in één keer).

### Productinformatie

- terugslagventiel voorkomt lekkages en daardoor huidirritaties
- "harmonicaconstructie" voorkomt dichtknikken
- aanbrengring

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9208	HOLLISTER ANTI REFLUX EXTERNE KATHETER LATEX 31-35MM	30 st.	6 x 30 st.
9207	HOLLISTER ANTI REFLUX EXTERNE KATHETER LATEX 26-30MM	30 st.	6 x 30 st.

# De feiten over



## Toebehoren externe katheters

### Toepassing

Toebehoren van de externe katheter.

### Productinformatie

REF 610500: (tweezijdig klevend) voor fixatie aan de binnenzijde van de externe katheter.

Gebruiksduur: verwisselen met de externe katheter.

REF 5350: Na het aanbrengen van een externe katheter kan er een ring met kleefzone achterblijven. Dit kunt u met het Manfred Sauer schaartje - met stompe uiteinde - gemakkelijk wegknippen. Op deze manier wordt het draagcomfort verhoogd.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9837	INCARE HUIDVERZORGINGSDOEKJE	50 st.	1 x 50 st.
9990060	URITAPE FIXATIE ZELFKLEVEND SCHUIM 2X5METER REF 6400	1 st.	1 x 1 st.
610500	UNOMEDICAL FIXATIESTRIP TWEEZIJDIG KLEVEND	30 st.	150 x 30 st.
5350	MANFRED SAUER COMFORT SCHAARTJE TBV EXTERNE KATHETER	1 st.	1 x 1 st.



# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad

## Blaaskatheterisatieset - 1560a - Curion Curikit

### Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 5 x wattendeppers
- kunststof katheterbak
- kunststof bakje
- steriel veld
- gat/splitdoek
- pincet
- spuit aquadest 10 ml
- 2 x gaaskompressen 10 x 10 cm
- afvalzak
- sachet glijmiddel
- flacon steriel water voor het reinigen van het gebied
- lege injectiespuit 10 ml voor de te verwijderen ballon

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
1560A-1	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIESET 1560A STERIEL	36 st.	1 x 36 st.

# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad



## Blaaskatheterisatieset - 8970 - Curion CuriKit

### Toepassing

Geschikt voor eenmalige katheterisatie met een gecoate afnamekatheter.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije onderzoekshandschoenen
- 6x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8970-2	CURION CURIKIT KATHETERISATIESET	1 st.	20 x 1 st.



# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad

## Blaaskatheterisatieset - 8972 - Curion CuriKit

### Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch.

Ook te gebruiken voor het inbrengen van een ongecoate afnamekatheter.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld
- spuit Instillagel 11 ml
- spuit aquadest (incl 10% glycerine) 10 ml
- injectiespuit 10 ml (Male Luer)

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8972-2	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIESET 8972 STERIEL	1 st.	20 x 1 st.

# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad



## Blaaskatheterisatieset - 8973 - Curion CuriKit

### Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch.



Ook te gebruiken voor het inbrengen van een ongecoate afnamekatheter.

### Productinformatie

Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld
- spuit Instillagel 11 ml
- spuit aquadest (incl 10% glycerine) 10 ml
- injectiespuit 10 ml (Male Luer)
- onderlegger 60x60
- 1 paar onsteriele handschoenen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8973-1	BLAASCATHETERISATIESET	1 st.	20 x 1 st.



# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad

## Blaaskatheterisatieset - 8974 - Curion CuriKit

### Toepassing

Geschikt voor eenmalige katheterisatie met een gecoate afnamekatheter.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 1 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- kunststof nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld
- gat/splitdoek
- pincet

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8974-2	CURION CURIKIT KATHETERISATIESET	1 st.	20 x 1 st.



# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad

## Blaaskatheterisatieset- 8976 - Curion CuriKit

### Toepassing

Geschikt voor het vervangen van een verblijfskatheter urethraal en suprapubisch.

Ook te gebruiken voor het inbrengen van een ongecoate afnamekatheter.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2 paar latexvrije handschoenen
- 6 x wattendeppers
- nierbekken
- kunststof bakje
- steriel veld 55x60 cm
- gat/splitdoek
- pincet
- Instillagel 11 ml
- spuit aquadest; voor het bevochtigen van de wattendeppers
- spuit aquadest met 10 % glycerine; voor het vullen van de ballon
- lege injectiespuit 10 ml voor de te verwijderen ballon

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8976-3	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIESET 8976 STERIEL	1 st.	20 x 1 st.



# Curion CuriKit, altijd het juiste product op voorraad

## Noodset Blaaskatheterisatieset - 8979 - Curion CuriKit

### Toepassing

De noodset 8979 bevat een siliconen verblijfskatheter, zodat men bij calamiteiten altijd het juiste product op de plank heeft. Deze set zorgt voor veiligheid en infectiepreventie, vermindering van kosten en tijdsbesparing.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 1 x Curion CuriStay siliconen verblijfskatheter CH 14 Nelaton
- 2 x Curion CuriBag urine-nachtzak en Soft Careline urine dagzak, inclusief beenbandjes en een bedhanger
- 1 x katheterisatieset 8972 inclusief Instillagel en Aquadest met glycerine, protocollen voor het inbrengen van een katheter
- 1 x Absorin onderlegger
- 1 paar niet-steriele handschoenen latexvrij

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8979	CURION CURIKIT BLAASKATHETERISATIENOODSET INCLUSIEF SILICONEN VERBLIJFSKATHETER CH14 STERIEL	1 st.	1 x 1 st.



### Blaasspoelvloeistof NaCL 0,9% - B Braun Uro-tainer

#### Toepassing

Deze isotone vloeistof wordt voornamelijk gebruikt voor mechanisch reinigen van katheters, b.v. bij debrisisvorming in de blaas.

#### Productinformatie

Advies frequentie spoelen: 1 à 2 x per dag; afhankelijk van de problematiek, tenzij anders voorgeschreven door de arts.

Samenstelling: natriumchloride 0,9%. pH=7

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
V7875630	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF NAACL 0.9% 50 ML STERIEL REF FB99849	10 st.	1 x 10 st.
V7875651	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF NAACL 0.9% 100 ML STERIEL REF FB99833	10 st.	1 x 10 st.



### Blaasspoelvloeistof Suby G - B Braun Urotainer

#### Toepassing

Een licht hypotone vloeistof die minder irriterend is door toevoeging van magnesium. Deze vloeistof is speciaal bedoeld ter voorkoming van kristallisatie van fosfaten en voor het oplossen van bestaande verkalking bij de verblijfskatheter.

#### Productinformatie

Advies frequentie spoelen: 2 à 3 keer per week afhankelijk van de problematiek, tenzij anders voorgeschreven door de arts.

De vloeistof dient 5 minuten in de blaas geïnstalleerd te blijven.

Samenstelling: Per 100 ml: citroenzuur monohydraat 3,23 g, licht magnesiumoxide, 0,38 g, natriumbicarbonaat 0,7 g, natriumedetaat 2H<sub>2</sub>O 0,01 g in water voor injectie. pH=4.2.

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
V7875203	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SOLUTIO G 50 ML STERIEL REF FB99851	10 st.	1 x 10 st.
V7875665	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SUBY G 100 ML STERIEL REF FB99839	10 st.	1 x 10 st.



### Blaasspoelvloeistof Solutio R - B Braun Uro-tainer

#### Toepassing

Een licht hypotone vloeistof die door de hogere concentratie citroenzuur en gluconolacton speciaal bedoeld is voor katheters die hardnekkig verkalken en waarbij Suby G niet voldoende resultaat geeft. Daarnaast minimaliseert deze vloeistof het trauma bij het verwijderen van de verblijfskatheter.

#### Productinformatie


Advies frequentie spoelen: 2 à 3 keer per week afhankelijk van de problematiek, tenzij anders voorgeschreven door de arts.

De vloeistof dient 5 minuten in de blaas geïnstalleerd te blijven.

Samenstelling: Per 100 ml: citroenzuur monohydraat 6,0 g, gluconolacton 0,6 g, licht magnesiumcarbonaat 2,8 g, natriumedetaat 2H<sub>2</sub>O 0,01 g in water voor injecties. pH=4

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
V7875644	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SOLUTIO R 50 ML STERIEL REF FB99843	10 st.	1 x 10 st.
V7875672	BRAUN UROTAINER BLAASSPOELVLOEISTOF SOLUTIO R 100ML STERIEL REF FB99841	10 st.	1 x 10 st.



## Irrigatiesets en toebehoren - Baxter

### Toepassing

Eenvoudige sets en toebehoren voor blaasirrigatie.

### Productinformatie

REF 9996226; Uromatic-set voor blaasirrigatie met druppelkamer

REF 9996225; Enkelvoudige set voor blaasirrigatie met flowregelaar

REF 9855811; Miniuro-verbindingstukje

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9855811	MINI URO CONNECTOR 4BA1211P	50 st.	1 x 50 st.
9996225	UROLOGISCH IRRIGATIESYSTEEM UROLINE 1 7400009A	50 st.	1 x 50 st.
9996226	BLAASSPOELSET UROMATIC M DRUPPELKAMER+EXTRA KOPPELST EMC4002	50 st.	1 x 50 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - zonder kraan - Curion CuriBag

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

### Productinformatie

- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- indicatieve maatverdeling
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8011	8011 CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK GEEN KRAAN 90 CM 1.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
8015	8015 CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK GEEN KRAAN 10 CM 1.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - trekkraan - Curion CuriBag

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

### Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- indicatieve maatverdeling
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8019	CURION CURIBAG URINEBEDZAK 2000ML 90CM TREKKRAAN	25 st.	4 x 25 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - kruiskraan - Curion CuriBag

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.

### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- indicatieve maatverdeling
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2019	CURION CURIBAG URINEBEDZAK 2000ML 90CM KRUISKRAAN.	25 st.	4 x 25 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Bedzakken- gebruik 1 week (steriel/niet steriel)

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: eenmalig gebruik meerdere dagen en nachten zonder het systeem te verbreken (= Closed System)

### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel voorkomt terugstromen van de urine de slang in
- indicatieve maatverdeling
- doorzichtige voorzijde en ondoorzichtige achterzijde, waardoor urine goed zichtbaar is
- dikke folie
- dikke toevoerslang
- steriele uitvoeringen per stuk verpakt
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen



## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2020	CURION CURIBAG 20 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 110 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	50 st.	1 x 50 st.
600800	UNOMEDICAL URINEBEDZAK KRUISKRAAN 4 L TRANSPARANT STERIEL	20 st.	1 x 20 st.
600904-1	UNOMEDICAL SE4 URINEBEDZAK KRUISKRAAN 100 CM 2 L TRANSPARANT	80 st.	1 x 80 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
600905-1	UNOMEDICAL SE4 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 100 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	65 st.	1 x 65 st.
600906-1	UNOMEDICAL A6 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 120 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	20 st.	1 x 20 st.
600914	UNOMEDICAL BLAASSPOELZAK MET BALG KRUIKRAAN 4 L TRANSPARANT STERIEL	20 st.	1 x 20 st.
P4	PHARMAPLAST P4 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 2 L TRANSPARANT STERIEL	65 st.	1 x 65 st.
P425	PHARMAPLAST P425 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 2 L TRANSPARANT STERIEL	25 st.	1 x 25 st.
600901-2	UNOMEDICAL A4 URINEBEDZAK KRUIKRAAN MONSTERAFNAMEPUNT 110 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	50 st.	1 x 50 st.
600903	UNOMEDICAL A4 URINEBEDZAK KRUIKRAAN NAALDENVRIJ MONSTERAFNAMEPUNT 110 CM 2 L TRANSPARANT STERIEL	50 st.	1 x 50 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik met semi transparante folie - kruiskraan - Curion CuriBag

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- semi transparante folie
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- Medeco levert dit product alleen aan zorginstellingen en ziekenhuizen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8758	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK KRUIKRAAN 110 CM 2 L	25 st.	8 x 25 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik met semi transparante folie - trekkraan - Curion CuriBag

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

### Productinformatie

- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- semi transparante folie
- gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag.
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- Medeco levert dit product alleen aan zorginstellingen en ziekenhuizen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8078	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK TREKKRAAN 90 CM 2 L	25 st.	8 x 25 st.

# Curion CuriBag, de juiste urinezak voor de juiste toepassing



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik met semi transparante folie - zonder kraan - Curion CuriBag

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

### Productinformatie

- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- semi transparante folie
- gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- Medeco levert dit product alleen aan zorginstellingen en ziekenhuizen

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8070	CURION CURIBAG 80 URINEBEDZAK ZONDER KRAAN 90 CM 1.5 L	25 st.	10 x 25 st.
8074	CURION CURIBAG URINEBEDZAK ZONDER KRAAN 1500ML 10CM	25 st.	16 x 25 st.

## De feiten over



### Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - zonder kraan - Curion CuriBag20

#### Toepassing

Toepassing: urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag

#### Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huidvriendelijk door toegepaste materialen

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8023	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK ZONDER KRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L GROEN	50 st.	4 x 50 st.



## Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - kruiskraan - Curion CuriBag20

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag

### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met 1 hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huidvriendelijk door toegepaste materialen

\* = schuine inlaat bij bovenbeenzak (10 cm slang) voorkomt knikken

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2021	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L GROEN	40 st.	4 x 40 st.
2025	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN 45 CM 0.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
2027	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN 60 CM 0.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.



## Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik - trekkraan - Curion CuriBag80

### Toepassing

Toepassing: urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag

### Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- discrete groene folie
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje
- huidvriendelijk door toegepaste materialen

\* = schuine inlaat bij bovenbeenzak (10 cm slang) voorkomt knikken

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8021	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L GROEN	50 st.	4 x 50 st.
8025	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 45 CM 0.5 L GROEN	25 st.	4 x 25 st.
8027	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 60 CM 0.5 L GROEN	100 st.	1 x 100 st.



## Urinebeenzakken- voor gebruik 3-5 dagen - doorkoppelbaar - Curion Soft Careline

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

Gebruiksduur: 3-5 dagen

### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met 1 hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- witte/ transparante stevige folie
- doorkoppelbaar bijvoorbeeld naar nachtzak
- anatomische vorm en nonwoven achterzijde, verhoogd draagcomfort (Non Woven)
- inclusief twee beenbandjes
- op maat knipbare toevoerslang met losse connector
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- optimaal gebruiksgemak door gebruiksaanwijzing en beschikbaar patiëntenboekje

NW = Non Woven

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2040	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK KRUIKRAAN 10 CM 0.5 L TRANSPARANT	10 st.	8 x 10 st.
2046	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK KRUIKRAAN VARIABELE SLANG 0.5 L TRANSPARANT	10 st.	8 x 10 st.
2048	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK KRUIKRAAN VARIABELE SLANG 0.75 L TRANSPARANT	10 st.	8 x 10 st.
2052	CURION SOFT CARELINE URINEBEENZAK 1500L VARIABELE SLANG KK NW	30 st.	1 x 30 st.

## De feiten over



### Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik met semi transparante folie - zonder kraan - Curion CuriBag20

#### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

#### Productinformatie

- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- semi transparante folie
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- Medeco levert dit product alleen aan zorginstellingen en ziekenhuizen

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8032	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK ZONDER KRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.75 L TRANSPARANT	25 st.	20 x 25 st.

## De feiten over



### Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik met semi transparante folie - kruiskraan - Curion CuriBag20

#### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

#### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- semi transparante folie
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- Medeco levert dit product alleen aan zorginstellingen en ziekenhuizen

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2061	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN GROTERE DIAMETER SLANG 10 CM 0.75 L TRANSPARANT	25 st.	8 x 25 st.
2065	CURION CURIBAG 20 URINEBEENZAK KRUISKRAAN GROTERE DIAMETER SLANG 45 CM 0.75 L TRANSPARANT	25 st.	6 x 25 st.

## De feiten over



### Urinebeenzakken voor 1 dag gebruik met semi transparante folie - trekkraan - Curion CuriBag80

#### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een externe of verblijfskatheter.

#### Productinformatie

- trekkraan: discreet te dragen
- terugslagventiel, waardoor urine niet kan terugstromen de slang in
- semi transparante folie
- huid komt niet in contact met urine, huidvriendelijk door toegepaste materialen
- gebruiksduur: voor eenmalig gebruik, maximaal 1 dag
- bulk met binnenverpakking à 25 stuks in polybags
- Medeco levert dit product alleen aan zorginstellingen en ziekenhuizen

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8030	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN SCHUINE INLAAT 10 CM 0.5 L TRANSPARANT	25 st.	16 x 25 st.
8034	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 45 CM 0.5 L TRANSPARANT	25 st.	10 x 25 st.
8036	CURION CURIBAG 80 URINEBEENZAK TREKKRAAN 60 CM 0.5 L TRANSPARANT	25 st.	10 x 25 st.

# De feiten over



## Urineopvangzak baby/kind

### Toepassing

Urineopvang bij baby's en kinderen.

Gebruiksduur: voor eenmalig gebruik

### Productinformatie

U-BAG:

- zelfklevend door huidplak vaak gebruikt voor het eenmalig opvangen van urine voor onderzoek
- latexvrij

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
7501	HOLLISTER U-BAG URINEOPVANGZAK KIND	100 st.	1 x 100 st.
7505	HOLLISTER U-BAG URINEOPVANGZAK BABY	100 st.	1 x 100 st.
7511	HOLLISTER U-BAG URINEOPVANGZAK KIND STERIEL	100 st.	1 x 100 st.



## Kinderurinezakken

### Toepassing

Urineopvang in combinatie met een verblijfskatheter.

### Productinformatie

- kruiskraan
- terugslagventiel
- indicatieve maatverdeling transparante voorzijde en ondoorzichtige achterzijde
- slanglengte 25cm, vaste connector
- steriel

Met een inhoud van 210ml is de onopvallende urinezak van Manfred Sauer ook te gebruiken als kinderurinezak. Voor meer (bestel)informatie over de Manfred Sauer Discreet Urinezak, klik

<http://catalogus.medeco.nl/html/catalog/home/productgroup/248/Manfred-Sauer-urinezakken..>

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
606100	UNOMEDICAL URINEZAK PEDIATRISCH KRUISKRAAN 25 CM 0.35 L STERIEL	100 st.	1 x 100 st.

## Manfred Sauer urinezakken

**Urinebeenzakken - speciaal ontwikkeld voor rolstoelgebruikers - voor gebruik 3-5 dagen - draaikraan - doorkoppelbaar - BendiBag**

### Toepassing

De BendiBag is speciaal ontwikkeld voor de zittende positie van rolstoelgebruikers en heeft een hoge mate van draagcomfort, flexibiliteit en veiligheid.

De BendiBag is verkrijgbaar in 0,7 en 1,3 liter met een verscheidenheid aan specificaties, aansluitend op de individuele wensen van de gebruiker.



### Productinformatie

- draaikraan; zeer discreet en via een siliconen tussenstukje door te koppelen naar een urinezak voor de nacht
- variabele slang (maximaal 35cm)
- verpakt (per 10 stuks) met een brede en smalle beenband + 10 losse connectoren, direct klaar voor gebruik
- 0,7 liter of 1,3 liter

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2084	BENDIBAG 0,7L DRAAIKRAAN VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.
2085	BENDIBAG 1,3L DRAAIKRAAN VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.

# Manfred Sauer urinezakken

**Urinebeenzakken - speciaal ontwikkeld voor rolstoelgebruikers - voor gebruik 3-5 dagen - klapkraan - BendiBag**

### Toepassing

De BendiBag is speciaal ontwikkeld voor de zittende positie van rolstoelgebruikers en heeft een hoge mate van draagcomfort, flexibiliteit en veiligheid.

De BendiBag is verkrijgbaar in 0,7 en 1,3 liter met een verscheidenheid aan specificaties, aansluitend op de individuele wensen van de gebruiker.

### Productinformatie


- klapkraan; zeer geschikt voor een beperkte handfunctie
- variabele slang (maximaal 35cm)
- verpakt (per 10 stuks) met een brede en smalle beenband + 10 losse connectoren, direct klaar voor gebruik
- 0,7 liter of 1,3 liter
- linksdragend en rechtsdragend



### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2080	BENDIBAG 0,7L KLAPKRAAN RECHTS VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.
2081	BENDIBAG 0,7L KLAPKRAAN LINKS VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.
2082	BENDIBAG 1,3L KLAPKRAAN RECHTS VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.
2083	BENDIBAG 1,3L KLAPKRAAN LINKS VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.

# Manfred Sauer urinezakken



**Sporturinebeenzakken met compacte afmeting (0,5 liter) - voor gebruik 3-5 dagen - draaikraan - doorkoppelbaar - non woven achterzijde - SportsBag**

### Toepassing

Dankzij de compacte afmetingen kan de SportsBag gemakkelijk en discreet gedragen worden op het bovenbeen, ook onder korte broeken en rokken.

De SportsBag komt tegemoet aan de toenemende behoefte flexibel te kunnen zijn in het dagelijks leven.


### Productinformatie

- draaikraan; zeer discreet en via een siliconen tussenstukje door te koppelen naar een urinezak voor de nacht
- verpakt (per 10 stuks) inclusief beenband(en)
- 0,5 liter inhoud
- non woven achterzijde
- verkrijgbaar met rechte en schuine inlaat, voor draagcomfort op maat

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2092	SPORTSBAG 0,5L DRAAIKRAAN RECHT VERP 10ST INCL 1 BEENBAND	10 st.	6 x 10 st.
2093	SPORTSBAG 0,5L DRAAIKRAAN SCHUIN VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.

# Manfred Sauer urinezakken



**Sporturinebeenzakken met compacte afmeting (0,5 liter) - voor gebruik 3-5 dagen - klapkraan - non woven achterzijde - SportsBag**

## Toepassing

Dankzij de compacte afmetingen kan de SportsBag gemakkelijk en discreet gedragen worden op het bovenbeen, ook onder korte broeken en rokken.

De SportsBag komt tegemoet aan de toenemende behoefte flexibel te kunnen zijn in het dagelijks leven.


## Productinformatie

- klapkraan; zeer geschikt voor een beperkte handfunctie
- verpakt (per 10 stuks) inclusief beenband(en)
- 0,5 liter inhoud
- non woven achterzijde
- verkrijgbaar met rechte en schuine inlaat, voor draagcomfort op maat

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2090	SPORTSBAG 0,5L KLAPKRAAN VERP 10ST INCL 1 BEENBAND	10 st.	6 x 10 st.
2091	SPORTSBAG 0,5L KLAPKRAAN SCHUIN VERP 10ST INCL 2 BEENBANDEN	10 st.	6 x 10 st.

# Manfred Sauer urinezakken



**Discrete urinebeenzakken met compacte afmeting (210ml) - voor gebruik 3-5 dagen - draaikraan - doorkoppelbaar - Discreet Bag**

### Toepassing

Met een inhoud van 210ml is de urinezak vooral geschikt als onopvallende oplossing bij het sporten of zwemmen.

### Productinformatie

- draaikraan; zeer discreet en via een siliconen tussenstukje door te koppelen naar een urinezak voor de nacht
- verpakt (per 10 stuks) met een beenband
- 210ml
- non-woven achterzijde

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2071	DISCRETE BAG 210ML DRAAIKRAAN VERP 10ST INCL 1 BEENBAND	10 st.	6 x 10 st.

# Manfred Sauer urinezakken



**Discrete urinebeenzakken met compacte afmeting (210ml) - voor gebruik 3-5 dagen - klapkraan - Discreet Bag**

## Toepassing

Met een inhoud van 210ml is de urinezak vooral geschikt bij druppelincontinentie of als onopvallende oplossing bij het sporten of zwemmen.

## Productinformatie

- klapkraan; zeer geschikt bij beperkte handfunctie
- verpakt (per 10 stuks) met een beenband
- 210ml
- non-woven achterzijde

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
2070	DISCRETE BAG 210ML KLAPKRAAN VERP 10ST INCL 1 BEENBAND	10 st.	6 x 10 st.

# Manfred Sauer urinezakken



## Urinebedzakken voor 1 dag gebruik - 3 liter - kruiskraan - Manfred Sauer 3 liter

### Toepassing

Met een inhoud van drie liter is deze urinebedzak bijzonder geschikt wanneer extra capaciteit vereist is.

### Productinformatie

- kruiskraan: makkelijk met één hand te bedienen en geen aanraking met urine
- terugslagventiel: de urine kan niet terugstromen de slang in
- slanglengte: 130cm
- inhoud: 3 liter

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
3010	URINEBEDZAK 3000ML KRUIKRAAN VERP 10ST	10 st.	6 x 10 st.



## Bedhanger - Curion Bedhanger

### Toepassing

Voor het bevestigen van een urinebedzak.

### Productinformatie

- bedhanger: hiermee kan de urinebedzak aan het bed worden bevestigd
- vloerstandaard voor urinebedzak: hieraan kan de urinebedzak worden opgehangen, zodat deze naast het bed kan worden geplaatst (bijvoorbeeld te gebruiken wanneer er geen bedrand aanwezig is). Tevens maakt deze standaard de patiënt mobiel, hij kan gedragen of naast een stoel geplaatst worden

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
600505	UNOMEDICAL BEDHAAK KUNSTSTOF BLAUW	100 st.	1 x 100 st.
600509	UNOMEDICAL BEDHAAK RVS	10 st.	10 x 10 st.
8914	CURION BEDHANGER RVS	10 st.	10 x 10 st.
8916-1	URINEZAK BEDHANGER KUNSTSTOF BLAUW 1-DELIG	200 st.	1 x 200 st.
8916K	CURION BEDHANGER KUNSTSTOF BLAUW PER 10ST	10 st.	10 x 10 st.
9220405	CURION VLOERSTANDAARD GEPLASTIFICEERD METAAL WIT	1 st.	50 x 1 st.



## Fixatiemateriaal - Curion Beenbanden en katoenen beenzakhouder

### Toepassing

Ter fixatie van een urinebeenzak.

### Productinformatie

- beenbandjes Soft met klittenband: elastisch, door middel van klittenband op de juiste maat te brengen, wasbaar op 40°C
- beenbandjes Soft Careline Comfort, 5 cm brede elastische beenbanden (voorkomt tourniquet-effect) te gebruiken in combinatie met de Soft Careline urinebeenzakken
- katoenen beenzakhouder: uitermate geschikt voor mensen, die geen elastisch fixatiemateriaal kunnen verdragen, wordt bevestigd met een heupband, geschikt voor een heupomvang tot 105cm, wasbaar.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8044	CURION BEENBANDJES MET KLITTENBANDSLUITING	25 st.	10 x 25 st.
8045	CURION SOFT CARELINE BEENBANDEN COMFORT ONDERBEEN	1 st.	25 x 1 st.
8047	CURION SOFT CARELINE BEENBANDEN COMFORT BOVENBEEN	1 st.	25 x 1 st.
8080	CURION URINEBEENZAKHOUDER KATOEN	1 st.	160 x 1 st.
8082	CURION BEENBAND MET KNOOPSGATEN ELASTIEK	25 st.	10 x 25 st.



## Fixatiemateriaal - Curion Fixette en Fixette Plus

### Toepassing

Elastische urinebeenzakhouder.

Gebruiksduur: enige maanden.

### Productinformatie

- elastische en huidvriendelijke urinebeenzakhouder
- huid komt niet in contact met urinezak
- vormt zich perfect naar de vorm van het been (optimaal draagcomfort)
- veilig systeem
- is te dragen op boven- of onderbeen, voor- of zijkant van het been
- wasbaar op 40°C
- gebruiksaanwijzing

Fixette: wordt als een kous om het been aangetrokken

Fixette Plus: wordt met een klittenbandsluiting om het been aangebracht om de toevoerslang van de urinezak te fixeren

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8084	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER S GEEL 30-55CM ONDERBEEN	1 st.	175 x 1 st.
8086	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER M BLAUW 45-75CM ONDER- EN BOVENBEEN	1 st.	150 x 1 st.
8088	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER L BRUIN 55-85CM BOVENBEEN	1 st.	125 x 1 st.
8090	CURION FIXETTE URINEZAKHOUDER XL GROEN 65-95CM BOVENBEEN	1 st.	125 x 1 st.
8092	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS S GEEL 30-45CM ONDERBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8094	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS M BLAUW 40-55CM ONDER - EN BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8096	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS L BRUIN 54-69CM BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8098	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS XL GROEN 64-81CM BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.
8100	CURION CURIFIX FIXETTE PLUS XXL ROOD 80-95CM BOVENBEEN	1 st.	50 x 1 st.

# De feiten over



## Verlengslang - Curion Verlengslang

### Toepassing

Verlengslang voor urinezak.

### Productinformatie

- 60 cm, op gewenste lengte afknipbaar
- universele aansluitmogelijkheden
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8042	CURION VERLENGSLANG 60 CM	10 st.	8 x 10 st.

## De feiten over



### Urinalen voor de man - Curion Urinalen

#### Toepassing

Curion urinalen voor mannen. Geschikt voor mannen die staand, zittend of liggend moeten plassen.



#### Productinformatie

8905: urinaal van kunststof met deksel. Geschikt voor mannen die staand, zittend of liggend moeten plassen. Steriliseerbaar (tot 130°C). Inhoud 1.000 ml. Opening urinaal heeft een diameter van 50mm.

8920: UriBag, het handige en discrete meeneemurinaal voor onderweg. Het is in opgevouwen toestand niet groter dan een fotorolletje. Inhoud: 1.100 ml.

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
560402	SPILL PROOF URINAAL 0.5 L BLAUW	1 st.	36 x 1 st.
8905	CURION URINAAL MET DEKSEL KUNSTSTOF 1 L	1 st.	6 x 1 st.
8920	CURION URIBAG MEENEEMURINAAL 1.1 L	1 st.	150 x 1 st.



### Urinalen voor de vrouw - Curion Urinalen

#### Toepassing

Curion urinalen voor vrouwen. Geschikt voor vrouwen die zittend of liggend moeten plassen.

#### Productinformatie

8930; UriBag-F is een handig en discreet meeneemurinaal voor onderweg. Het is in opgevouwen toestand niet groter dan een fotorolletje. Inhoud: 1.100 ml. Reinigen: met heet sop.

8940; de Urifem is geschikt voor vrouwen die liggend of half-zittend moeten plassen. De anatomische mond voorkomt lekkage. Steriliseerbaar (tot 130°C). Inhoud: 1.000 ml.

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8930	CURION URIBAG-F MEENEEMURINAAL 1.1 L	1 st.	75 x 1 st.
8940	CURION URIFEM VROUWENURINAAL KUNSTSTOF 1 L TRANSPARANT	1 st.	21 x 1 st.



### Urinalen/Ondersteken voor de man en de vrouw - Curion Urinalen

#### Toepassing

Curion urinalen voor zowel mannen als vrouwen.

#### Productinformatie

692000; ovale traditionele ondersteek van pulp. Geschikt voor opvang van urine en feces bij bedlegerige gebruikers.

692300; ronde traditionele ondersteek van pulp. Geschikt voor opvang van urine en feces bij bedlegerige gebruikers.

8922; traditionele ondersteek van kunststof. Geschikt voor opvang van urine en feces bij bedlegerige gebruikers. Meermalig gebruik. Reinigen met heet sop tot 90 graden Celcius of in de po-spoeler.

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
692000	CURION ONDERSTEEK OVAAL PULP 2 L	100 st.	1 x 100 st.
692300	CURION ONDERSTEEK ROND PULP 2 L	200 st.	1 x 200 st.
8922	CURION ONDERSTEEK KUNSTSTOF 1.7 L WIT	1 st.	1 x 1 st.
9990273	ONDERSTEEK INCL. DEKSEL RVS	1 st.	1 x 1 st.

## De feiten over



### Toebehoren urinalen

#### Toepassing

Voor het gebruik van een urinaal.

#### Productinformatie

Urinaalhouder van geplastificeerd draadstaal. Te gebruiken in combinatie met urinaal 8940.

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8908	CURION URINAALHOUDER GEPLASTIFICEERD DRAADSTAAL	1 st.	20 x 1 st.



## Anaaltampon - Curion Anaaltampon

### Toepassing

Voor mensen met ongewild ontlastingsverlies, houdt ontlasting tijdelijk in het lichaam.

Om een goede keuze te maken, dient u eerst een startset Anaaltampon aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie over de Anaaltampon startset!

### Productinformatie

- lichaamsvriendelijke schuimstof
- gebruiksaanwijzing
- voor eenmalig gebruik, maximaal 8 uur per tampon

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
1016	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 16 MM	50 st.	2 x 50 st.
1018	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 18 MM	50 st.	2 x 50 st.
1020	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 20 MM	50 st.	2 x 50 st.
1025	CURION ANAALTAMPON CONCAAF 25 MM	40 st.	2 x 40 st.
1218	CURION ANAALTAMPON CONCAAF VERKORT MODEL 18 MM	50 st.	2 x 50 st.
1220	CURION ANAALTAMPON CONCAAF VERKORT MODEL 20 MM	50 st.	2 x 50 st.
1318	CURION ANAALTAMPON CILINDRISCH 18MM	50 st.	2 x 50 st.
1320	CURION ANAALTAMPON CILINDRISCH	100 st.	1 x 100 st.
1400	CURION ANAALTAMPON APPLICATOR STANDAARD MODEL	1 st.	1 x 1 st.
1520	CURION ANAALTAMPON KOGEL 20 MM	50 st.	2 x 50 st.
1524	CURION ANAALTAMPON KOGEL 24 MM	50 st.	2 x 50 st.
1528	CURION ANAALTAMPON KOGEL 28 MM	40 st.	2 x 40 st.
1530	CURION ANAALTAMPON KOGEL 30 MM	40 st.	2 x 40 st.
1600	CURION ANAALTAMPON FIXATIEPLEISTER	100 st.	1 x 100 st.
2300	CURION ANAALTAMPON CILINDRISCH 30 MM	50 st.	2 x 50 st.
3020	CURION ANAALTAMPON CONVEX	50 st.	2 x 50 st.
3030	CURION ANAALTAMPON CONVEX	50 st.	2 x 50 st.

# De feiten over



## Darmspoelset - Curion Irrigatieset Anaal

### Toepassing

Voor het spoelen van de darmen.



### Productinformatie

Opening aan de bovenzijde van de irrigatiezak, waardoor deze gevuld kan worden met de gewenste vloeistof.

- geïntegreerde rectumcanule (150 cm lang) met open punt en openingen aan de zijkant. Vaseline is al aangebracht op de punt, zodat inbrengen nog gemakkelijker gaat
- ophangopeningen in de irrigatiezak, zodat de irrigatiezak opgehangen kan worden
- inclusief onderlegger
- inclusief afsluitklem
- voor eenmalig gebruik

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8099-1	AMSURE IRRIGATIESET ANAAL	1 st.	50 x 1 st.



## Fecesopvangzak - Incare

### Toepassing

Opvangzak voor ontlasting.

Gebruiksduur: gemiddeld 2 à 3 dagen.

### Productinformatie

- reukvrij
- lekvrij
- hulpmiddel ter voorkoming en genezing van decubitus (huid komt niet in contact met ontlasting)
- polyvinylchloride met hydrocolloïd huidplaat
- rectale temperatuurmeting blijft mogelijk door thermometerventiel
- bij diarree: doorkoppelbaar naar een urinezak
- bij vaste ontlasting: onderzijde zak recht afknippen en afsluiten met een klem
- gebruiksaanwijzing

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9821	INCARE HOLLISTER FECESOPVANGZAK 1000ML	10 st.	12 x 10 st.
9822	INCARE HOLLISTER FECESOPVANGZAK 500ML	10 st.	12 x 10 st.



### Rectale therapieballon - Curion Rectale Therapieballon

#### Toepassing

De eerste toepassingsmogelijkheid van de rectale therapieballon betreft het signaleren van gevoelsafwijkingen in het rectum.

Een tweede toepassingsmogelijkheid is het trainen van de sluitspier, het aandrangsgevoel wordt opgewekt door middel van de ballon.

Het gebruik van de rectale therapieballon gebeurt onder begeleiding van een professional of op voorschrift hiervan.

#### Productinformatie

- inclusief spuit en vulkraantje
- product bevat latex
- voor eenmalig gebruik

#### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
84450-1	CURION RECTALE THERAPIEBALLON INCLUSIEF SPUIT EN VULKRAANTJE STERIEL	5 st.	10 x 5 st.



## Startset - Curion Anaaltampon

### Toepassing

De Curion Anaaltampon kan een goede oplossing zijn voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar, die last hebben van ongewild ontlastingsverlies.

In de startset Anaaltampon zitten verschillende soorten en maten Anaaltampons om de verschillende mogelijkheden uit te proberen. Door middel van een opbouwschema komt men uit op de juiste maat en soort.

Gebruiksduur: maximaal 8 uur per tampon

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 7 (x 3) Curion Anaaltampons
- applicator
- vaseline
- handschoenen
- afvalzakjes
- gebruiksaanwijzing

Machtiging is nodig.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
1150	CURION ANAALTAMPON STARTSET VOLWASSENEN	1 st.	1 x 1 st.
1250	CURION ANAALTAMPON STARTSET KINDEREN	1 st.	2 x 1 st.

# De feiten over Curion



## Startset - Curion Externe katheters

### Toepassing

Door middel van een startset kan de gebruiker diverse soorten en maten uitproberen.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 97229 en 97232; twee maten InView Standaard externe katheter (siliconen externe katheter, dus ook geschikt bij overgevoeligheid voor latex)
- 2046; urinebeenzak doorkoppelbaar en meerdere dagen te gebruiken
- 2019; urinebedzak voor eenmalig dagelijks gebruik
- 8086; elastische en huidvriendelijke urinebeenzakhouder maat M
- 8916-1; bedhanger
- 8044; beenbandjes met klittenbandsluiting

Gebruik de Inview Standaard in combinatie met een beenzak (Soft Careline) of een bedzak.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8162	CURION STARTSET EXTERNE KATHETERS	1 st.	10 x 1 st.



## Startset - Curion Urinezakken

### Toepassing

Door middel van de startset kan de gebruiker diverse soorten en maten uitproberen.

### Productinformatie

De set bevat de volgende producten:

- 2021; urinebeenzak met 10cm slang en kruiskraan voor eenmalig dagelijks gebruik
- 2025; urinebeenzak met 45cm slang en een kruiskraan
- 2019; urinebedzak voor eenmalig dagelijks gebruik
- 2046; urinebeenzak doorkoppelbaar en meerdere dagen te gebruiken
- P4; is geschikt voor gebruikers, die meerdere dagen en nachten achtereen een urinezak gebruiken zonder los te koppelen
- 8086; elastische en huidvriendelijke urinebeenzakhouder maat M
- 8916-1; bedhanger
- 8046; 2 beenbandjes met klittenbandaansluiting

Te gebruiken in combinatie met een verblijfskatheter of een externe katheter.

### Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
8170	CURION STARTSET URINEZAKKEN	1 st.	10 x 1 st.