

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Beschermbrillen

Toepassing

Een beschermbril dient om de drager te beschermen tegen spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta.

Productinformatie

- polycarbonaat lens
- volledige boven- en zijbescherming
- extra kraswerende coating
- anti-condens
- verstelbare pootjes
- wordt geadviseerd te gebruiken bij cytostatica
- voldoet aan de norm EN166



Bril anatomisch: zwarte pootjes

Bril universeel: transparante pootjes

Bril standaard: rode pootjes

Aanvullende informatie m.b.t. cytostaticatoediening:

Het is niet direct noodzakelijk om bij het toedienen van cytostatica een beschermbril als persoonlijke bescherming te dragen.

Indien door een calamiteit de beschermbril besmet is, dient deze afgevoerd te worden als cytostatica-afval.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522491	KLINION PROTECTION BESCHERMBRIL ANATOMISCH 1 ST REF 522491	12 st.	12 x 12 st.
522492	KLINION PROTECTION BESCHERMBRIL UNIVERSEEL 1 ST REF 522492	12 st.	12 x 12 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522493	KLINION PROTECTION BESCHERMBRIL STANDAARD 1 ST REF 522493	12 st.	12 x 12 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Adembeschermingsmasker

Toepassing

De adembeschermingsmaskers zijn in de eerste plaats bestemd om de drager te beschermen tegen het inademen van schadelijke stoffen. Maskers zonder uitademventiel beschermen ook de omgeving en patiënt.

Productinformatie

- FFP1 maskers beschermen tegen onschadelijke stoffen en op water en olie gebaseerde aërosolen
- FFP2 maskers beschermen tegen schadelijke stoffen (bv. bij Sars, TBC en MRSA), rook en op water en olie gebaseerde aërosolen
- FFP3 maskers beschermen tegen schadelijke stoffen en op water gebaseerde aërosolen. Idem als FFP2, maar bij hogere concentraties (bv. bij bereiding van cytostatica)
- zeer hoog draagcomfort; het Activ-masker vormt zich automatisch naar de gezichtsvormen
- hoog spreekcomfort; het Duramesh-design blijft tijdens gebruik in model, dus de mond komt niet in contact met de binnenzijde
- uitademventiel; hitte en vochtigheid kunnen ontsnappen en uitademen wordt vergemakkelijkt
- zachte afdichting in neusprofiel, meer comfort en veiligheid
- eenvoudig te openen draagband met clipsluiting

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
5222380	ADEMBESCHERMINGSMASKER FFP1	20 st.	12 x 20 st.
5222385	ADEMBESCHERMINGSMASKER FFP1 ACTIVFORM MET KLIMA-VENTIEL	20 st.	12 x 20 st.
5222480	ADEMBESCHERMINGSMASKER FFP2	20 st.	12 x 20 st.
5222485	ADEMBESCHERMINGSMASKER FFP 2 ACTIVFORM MET KLIMA-VENTIEL	20 st.	12 x 20 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
5222505	ADEMBESCHERMINGSMASKER FFP 3 ACTIVFORM MET KLIMA-VENTIEL	10 st.	12 x 10 st.
522440	3M MONDMASKER 9332. STOFFILTERKLASSE FFP3	10 st.	12 x 10 st.
9031862	3M ADEMHALINGBESCHERMINGSMASKER FFP2 REF 1862	120 st.	1 x 120 st.


Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Standaard mondmasker

Toepassing

Een mondmasker dient om de drager te beschermen tegen spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta. Het mondmasker beschermt de drager en omgeving tegen contaminanten binnen de zorgomgeving.



Productinformatie

Chirurgisch mondmasker

- BFE > 98 %
- met touwtjes of earloops
- verpakt in handige dispenser

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522400	KLINION PROTECTION MONDMASKER NONWOVEN. MET OORELASTIEK	50 st.	40 x 50 st.
522410	KLINION PROTECTION MONDMASKER NONWOVEN. MET BANDJES	50 st.	40 x 50 st.
9031818	3M CHIRURGISCH MASKER TIE-ON REF 1818	50 st.	12 x 50 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Extra Beschermingsmasker

Toepassing

Extra beschermingsmaskers beschermen de drager tegen potentieel gecontamineerde vloeistofspatten. En beschermen de patient tegen overdracht van micro-organismen.

De maskers kenmerken zich door een hoge mate van bescherming: goede vochtwerendheid, een spatscherm of anti-condensstrip.

Productinformatie

#71328 en #71329 Vloeistofbestendige maskers

- vloeistofbestendig masker
- vochtbestendig Type IIR 120Hg
- BFE 99.7% - Delta P 4.1
- anti-condens
- volledige gezichtsbescherming (#71329 met spatscherm)

#71320 en #71321 Max X vloeistofbestendige maskers

- vochtbestendig, Type IIR 160Hg
- BFE 99.7 - Delta P 2.5
- anti-condens
- weinig ademhalingsweerstand
- volledige gezichtsbescherming (#71321 met spatscherm)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71320	MONDMASKER MAXIMALE BESCHERMING	50 st.	6 x 50 st.
71328	MONDMASKER TYPE 2R VOCHTAFSTOTEND CELLULOSE BINNEN PP BUITEN PAARS	300 st.	1 x 300 st.
71329	MONDMASKER TYPE 2R VOCHTAFSTOTEND CELLULOSE BINNEN PP BUITEN MET SPATSCHERM PAARS	100 st.	1 x 100 st.
5222021	ADEMBESCHERMINGSMASKER FFP2 R-020	20 st.	10 x 20 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Speciale maskers

Toepassing

Speciale maskers beschermen de drager tegen potentieel gecontamineerde vloeistofspatten. En beschermen de patient tegen overdracht van micro-organismen.

Het assortiment speciale maskers is gericht op gebruikers of situaties waarbij een standaard masker niet voldoende is. Bijvoorbeeld maskers met extra ademhalingscomfort, een geurtje of hypo allergen.

Productinformatie

#71313 Masker met kruizemuntgeur

- vochtbestendige buitenkant
- comfortabel en koel
- kruizemuntgeur
- weinig weerstand bij ademen
- BFE97.32% - Delta P 1.7

#71333 en # 71334 Eendenbekmasker

- grote ademkamer voor meer comfort en minder ademhalingsweerstand
- comfortabel en vochtbestendige buitenkant
- BFE97.32% - Delta P 1.7
- anti-condens (#71334)

#71309 en #71337 Anticondens masker

- anti-condensmaskers met foam of filmstrook (#71337)
- weinig weerstand bij ademen
- BFE97.34% - Delta P 1.82

#71314 en #71315 Voor de gevoelige huid

- maskers voor de gevoelige huid of hypoallergeen (#71314)
- vochtbestendig

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71309	MONDMASKER ANTIFOG MET FOAMSTRIP EN TOUWTJES BLAUW	300 st.	1 x 300 st.
71311	GEZICHTSCHILD MET FOAM EN ELASTISCHE BAND 20CM SCHERM	96 st.	1 x 96 st.
71312	GEZICHTSCHILD MET FOAM EN ELASTISCHE BAND 17CM SCHERM	96 st.	1 x 96 st.
71315	MONDMASKER HYPOALLERGEEN POLYPROPYLEEN MET TOUWTJES	300 st.	1 x 300 st.
71314-1	MASKER HYPOALLERGEEN, TIE, WIT	50 st.	6 x 50 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Standaard maskers

Toepassing

Standaard maskers beschermen de drager tegen potentieel gecontamineerde vloeistofspatten. En beschermen de patient tegen overdracht van micro-organismen.

Het assortiment maskers is gericht op standaard situaties waarbij een mond-neus masker geadviseerd wordt.

Productinformatie

#71317 procedure masker

- vochtbestendige buitenkant
- weinig weerstand bij ademen
- kleur geel
- BFE98.7% - Delta P 3.08

#71335 operatie masker Cool-one

- vochtbestendige buitenkant
- comfortabel door cellulose binnenkant
- weinig weerstand bij ademen
- BFE98.2% - Delta P 2.7

#71323 en #71336 standaard operatie masker

- comfortabel in gebruik door cellulose binnen- en buitenzijde
- kleur blauw

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71317	MONDMASKER VOOR ISOLATIE MET OOR ELASTIEK GEEL	50 st.	6 x 50 st.
71323	MONDMASKER STANDAARD CELLULOSE BINNEN EN BUITEN BLAUW	50 st.	6 x 50 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71336	MONDMASKER STANDAARD PP BINNEN PP BUITEN BLAUW	300 st.	1 x 300 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Mouwvertrekken

Toepassing

De mouwvertrek beschermt de armen tegen spatten of andere verontreinigingen.


Productinformatie

- verpakt in plastic zak
- gemaakt van Polyethyleen (PE)
- vochtwerend
- beide zijden voorzien van elastische band

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522510	KLINION PROTECTION MOUWOVERTREK PE WIT 100 ST REF 522510	100 st.	20 x 100 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Mutsen Klinion Protection

Toepassing

De bouffant (crimp cap) bedekt het gehele haar en voorkomt daardoor overdracht van haar- en huidschilfers.



Productinformatie

- verpakt in dispenser
- nonwoven (100% polypropyleen)
- verkrijgbaar in wit, groen en blauw
- diameter is 53 cm
- voorzien van elastische band

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522310	KLINION PROTECTION BOUFFANT CRIMP CAP BLAUW	100 st.	10 x 100 st.
522320	KLINION PROTECTION BOUFFANT CRIMP CAP WIT	100 st.	10 x 100 st.
522330	KLINION PROTECTION BOUFFANT CRIMP CAP GROEN	100 st.	10 x 100 st.
522380	KLINION PROTECTION BOUFFANT MET KLEP WIT	100 st.	10 x 100 st.

Klinion Protection onderzoekshandschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Soft Nitrile Accelerator free

Toepassing

De nieuwste ontwikkeling in onderzoekshandschoenen is de acceleratorvrije Soft Nitrile van Klinion Protection. Deze handschoen combineert gebruiksgemak met functionaliteit, optimale bescherming en veiligheid; én is een echte doorbraak ter voorkoming van allergische reacties Type I en Type IV.



Het is de eerste onderzoekshandschoen die van de FDA de claim 'low dermatitis' heeft gekregen. De Soft Nitrile accelerator free voldoet aan de nieuwste EN 455-2 norm. Dit houdt in dat de treksterkte is vastgesteld op zes Newton voor en na veroudering. Dit heeft als voordeel dat de onderzoekshandschoen soepel is en blijft. Het product behoudt zijn constante kwaliteit.

Productinformatie

Uw voordelen:

- acceleratorvrij, 'low dermatitis' -claim
- verbeterde tastgevoeligheid
- optimale grip, ook bij natte handelingen
- geruwde vingertoppen
- makkelijk aan te trekken
- soepel in gebruik, als een 2e huid
- latexvrij, poedervrij, proteïenvrij, sulfaatvrij
- optimale bescherming

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102450-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN NITRILE S INDIGO 150 ST REF 102450	150 st.	10 x 150 st.
4102451-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN NITRILE M INDIGO 150 ST REF 102451	150 st.	10 x 150 st.
4102452-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN NITRILE L INDIGO 150 ST REF 102452	150 st.	10 x 150 st.
4102453-4	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN NITRILE XL INDIGO 150 ST REF 102453	140 st.	10 x 140 st.

Klinion Protection onderzoeks- handschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Soft nitrile onderzoekhandschoenen Indigo Longsleeve Klinion Protection

Toepassing

Onderzoekhandschoenen zijn bestemd voor medisch gebruik om zowel patiënt als gebruiker te beschermen tegen kruisinfectie. De handschoenen zijn geschikt voor alle medische en verpleegkundige handelingen.

Bieden goede bescherming bij contact met een groot aantal chemische stoffen.

Productinformatie

- voldoet aan EN 455
- getest conform EN 374, op veel chemicaliën
- AQL 1,5 voor pinholes
- bijzonder soepele latexvrije handschoen
- kleur indigo
- poedervrij, dus minder kans op huidirritatie
- laag gehalte aan achtergebleven chemicaliën
- manchet van de handschoen is afgewerkt met een rolrand
- ambidextrous, geschikt voor linker als rechterhand
- vingertoppen zijn geruwd
- eenmalig gebruik
- zeer goede pasvorm en tastgevoeligheid
- zeer goede grip in droge en goede grip in natte situaties
- handschoen met lang manchet beschermt tevens de pols
- niet-steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving

Binnendoos Overdoos

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102481-3	KLINION PROTECTION OZ LONGSLEEVE HANDSCHOEN 300MM PV AF NITRIEL PAARS M	150 st.	10 x 150 st.
4102482-3	KLINION PROTECTION OZ LONGSLEEVE HANDSCHOEN 300MM PV AF NITRIEL PAARS L	150 st.	10 x 150 st.
4102480-3	KLINION PROTECTION LONGSLEEVE ONDERZOEKSHANDSCHOEN NITRILE S INDIGO 150 ST REF 102480	150 st.	10 x 150 st.
4102483-4	KLINION PROTECTION OZ LONGSLEEVE HANDSCHOEN 300MM PV AF NITRIEL PARS XL	140 st.	10 x 140 st.

Klinion Protection onderzoekshandschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Soft Nitrile Light Weight Wit

Toepassing

Deze onderzoekshandschoen biedt een betrouwbare mix van goede bescherming, souplesse en comfort. De verbeterde tastgevoeligheid is evident.



Soft Nitrile light weight onderzoekshandschoenen zijn geschikt voor diverse niet-steriele verpleegkundige handelingen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook voor thuiszorgmedewerkers, tandartsen of huisartsen.

Ook het gebruiksgemak van de nieuwe onderzoekshandschoen is verder verbeterd; de praktische aspecten zijn doorontwikkeld. Hij is soepel en zacht en voelt aan als een tweede huid. Het werkcomfort wordt verder verhoogd door de goede tastgevoeligheid, ook tijdens natte handelingen. Deze kwaliteiten zijn niet ten koste gegaan van de bescherming die de handschoen biedt in het gebruik.

Productinformatie

Uw voordelen:

- verbeterde tastgevoeligheid
- optimale grip, ook bij natte handelingen
- geruwde vingertoppen
- makkelijk aan te trekken
- soepel in gebruik, als een tweede huid
- latexvrij, poedervrij, proteïnevrij
- optimale bescherming
- gecertificeerd conform EN 455-1, -2, -3 en -4

- AQL 1,5
- treksterkte 6 Newton voor en na veroudering
- getest conform EN 374-1, -2 en -3

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102500-3	KLINION PROTECTION NITRIEL OZ HANDSCHOEN WIT S.	150 st.	10 x 150 st.
4102501-3	KLINION PROTECTION NITRIEL OZ HANDSCHOEN PV WIT M.	150 st.	10 x 150 st.
4102502-3	KLINION PROTECTION NITRIEL OZ HANDSCHOEN PV WIT L.	150 st.	10 x 150 st.
4102503-3	KLINION PROTECTION NITRIEL OZ HANDSCHOEN PV WIT XL.	150 st.	10 x 150 st.

Klinion Protection onderzoekshandschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Soft nitrile onderzoekshandschoenen wit Steriel Klinion Protection

Toepassing

Onderzoekshandschoenen zijn bestemd voor medisch gebruik om zowel patiënt als gebruiker te beschermen tegen kruisinfectie. De handschoenen zijn geschikt voor medische en verpleegkundige handelingen.

Bieden goede bescherming bij contact met een groot aantal chemische stoffen.

Productinformatie

- voldoet aan EN 455
- getest conform EN 374 op veel chemicaliën
- AQL 1,5 voor pinholes
- poedervrij, dus minder kans op huidirritatie
- vingertoppen zijn geruwd
- bijzonder soepele latexvrije handschoen
- laag gehalte aan achtergebleven chemicaliën
- manchet van de handschoen is afgewerkt met een rolrand
- ambidextrous, geschikt voor linker en rechterhand
- eenmalig gebruik
- zeer goede pasvorm en tastgevoeligheid
- zeer goede grip in droge en goede grip in natte situaties
- steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102510-3	KLINION PROTECTION ONDERZ HANDS PR *S* SOFT NITRIL WIT S	50 st.	6 x 50 st.
4102511-3	KLINION PROTECTION ONDERZ HANDS PR *S* SOFT NITRIL WIT M.	50 st.	6 x 50 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102512-3	KLINION PROTECTION ONDERZ HANDS PR *S* SOFT NITRIL WIT L	50 st.	6 x 50 st.
4102513-3	KLINION PROTECTION ONDERZ HANDS PR *S* SOFT NITRIL WIT XL	50 st.	6 x 50 st.

Klinion Protection onderzoekshandschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Latex Polymeer Binnencoating onderzoekshandschoen

Toepassing

Deze poedervrije latex onderzoekshandschoen heeft een polymeer binnencoating. Dat verhoogt het werkcomfort. Andere kwaliteiten: een goede pasvorm, gemakkelijk aan te trekken en verminderde kans op huidreacties.

Productinformatie

Uw voordelen:

- polymeer coating
- gemakkelijk aan te trekken
- latex met laag proteïnen gehalte (<50?g/g)
- poedervrij, verlaagde kans op huidirritatie
- verbeterde tastgevoeligheid
- optimale grip, ook bij natte handelingen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102445-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX S 100 ST REF 102445	100 st.	10 x 100 st.
4102446-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX M 100 ST REF 102446	100 st.	10 x 100 st.
4102447-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX L 100 ST REF 102447	100 st.	10 x 100 st.
4102448-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX XL 100 ST REF 102448	100 st.	10 x 100 st.
4102449-3	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN NITRILE XS INDIGO 150 ST REF 102499	150 st.	10 x 150 st.

Klinion Protection onderzoekshandschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Latex gepoederde onderzoekshandschoenen Klinion Protection

Toepassing

Onderzoekshandschoenen zijn primair bestemd voor medisch gebruik om zowel patiënt als gebruiker te beschermen tegen crosscontaminatie. De handschoenen zijn geschikt voor alle medische en verpleegkundige handelingen.

Gepoederde latex handschoenen geven een verhoogde kans op latexallergie, en worden daarom afgeraden.

Productinformatie

- voldoet aan EN455
- AQL 1,5 voor pinholes
- latex gepoederd, dus meer kans op huidirritatie
- de manchet van de handschoen is afgewerkt met een rolrand
- ambidextrous, geschikt voor linker als rechterhand
- vingertoppen zijn textured
- eenmalig gebruik
- goede pasvorm en tastgevoeligheid
- goede grip in droge en natte situaties
- niet-steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102415-2	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX S 100 ST REF 102415	100 st.	10 x 100 st.
4102416-2	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX M 100 ST REF 102416	100 st.	10 x 100 st.
4102417-2	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX L 100 ST REF 102417	100 st.	10 x 100 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102418-2	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN LATEX XL 100 ST REF 102418	100 st.	10 x 100 st.

Klinion Protection onderzoekshandschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Vinyl onderzoekshandschoenen Klinion Protection

Toepassing

Onderzoekshandschoenen zijn primair bestemd voor medisch gebruik om zowel patiënt als gebruiker te beschermen tegen crosscontaminatie. Deze handschoen is uitsluitend geschikt voor kortdurende handelingen met geringe kans op besmetting.

Productinformatie

- voldoen aan EN 455-1, -2 en -3
- AQL 1,5
- vingertoppen
- eenmalig gebruik
- transparant wit
- treksterkte 3.6 Newtron
- poedervrij, verlaagde kans op huidirritatie
- manchet afgewerkt met een rolrand
- ambidextrous, geschikt voor linker en rechterhand
- niet-steriel
- latexvrij

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102425	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN VINYL S TRANSPARANT 100 ST REF 102425	100 st.	10 x 100 st.
4102426	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN VINYL M TRANSPARANT 100 ST REF 102426	100 st.	10 x 100 st.
4102427	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN VINYL L TRANSPARANT 100 ST REF 102427	100 st.	10 x 100 st.

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
4102428	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN VINYL XL TRANSPARANT 100 ST REF 102427	100 st.	10 x 100 st.

Klinion Protection onderzoeks- handschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Onderzoekhandschoenen dispensers

Toepassing

De houders zorgen voor optimale hygiëne en gemak bij het gebruiken van de Klinion Protection handschoenen en schorten. De houders kunnen gemonteerd worden aan de muur, de Rolly en uitgevoerd worden met een railklem voor bijvoorbeeld de IC.

Productinformatie

- vervaardigd van RVS
- twee uitvoeringen: voor verticale (010942) of horizontale montage (010941-1)
- met lip, dit voorkomt 'doorschuiven van de verpakking'
- bevestigingsgaatjes zijn aanwezig

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
010941-1	KLINION PROTECTION HANDSCHOENDOOS HOUDER RVS 150 X 118 X 89 MM	1 st.	14 x 1 st.
010942	KP WANDHOUDER ONDERZOEKHANDSCHOEN VERTICAAL 118X89X150MM	1 st.	14 x 1 st.

Klinion Protection onderzoeks- handschoenen, soepel en comfortabel, zuiver en constante kwaliteit.



Onderzoekhandschoenen Cytostatica

Toepassing

Onderzoekhandschoenen zijn primair bestemd voor medisch gebruik om zowel patiënt als gebruiker te beschermen tegen kruisinfectie.

Deze handschoenen zijn geschikt om te dragen bij cytostatica werkzaamheden.

Productinformatie

- voldoet aan EN-455 en getest conform EN-374
- AQL 1,0 voor pinholes
- ambidextrous, geschikt voor linker als rechterhand
- verpakt per paar
- geruwd
- latex handschoen
- eenmalig gebruik
- manchet van de handschoen is afgewerkt met een rolrand
- goede grip in droge en natte situaties
- niet-steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
71001	ONDERZOEKSHANDSCHOEN CYTOSTATICA L 1 PAAR REF 4030	50 st.	6 x 50 st.
71002	ONDERZOEKSHANDSCHOEN CYTOSTATICA M 1 PAAR REF 4020	50 st.	6 x 50 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Klinion Protection Handschoenen PE

Toepassing

Deze handschoen biedt de drager bescherming bij contact met licht verontreinigde materialen.

Productinformatie

- vervaardigd van transparante polyethyleen
- voor eenmalig gebruik

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522100	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN GLAD M TRANSPARANT 500ST REF 522100	500 st.	10 x 500 st.
522102	KLINION PROTECTION ONDERZOEKSHANDSCHOEN GERUWD M TRANSPARANT 500ST REF 522102	500 st.	10 x 500 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Schoenovertrekken

Toepassing

De schoenovertrek biedt bescherming tegen overdracht van verontreiniging van ruimte naar ruimte.

Productinformatie

- keuze uit polyethyleen (PE) of non woven
- blauw
- aan bovenzijde elastische band
- PE is vochtwerend en non woven is vochtbestendig
- dispenserbox

Artikel 522620 heeft een antislip laag.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522610	KLINION PROTECTION SCHOENVERTREK CPE. EMBOSSSED BLAUW 100 ST REF 522610	100 st.	20 x 100 st.
522620	KLINION PROTECTION SCHOENVERTREK NONWOVEN. ANTI SLIP BLAUW 100 ST REF 522620	100 st.	10 x 100 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Bezoekersjassen

Toepassing

De bezoekersjas schermt de kleding van bezoekers af van contact met de omgeving. Voorkomt overdracht van contaminanten naar de drager.



Productinformatie

- in 2 soorten materialen verkrijgbaar (PE en Non-Woven)
- wit met revers en drukknopen
- verpakt in handige dispenser of plastic zak

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522190	KLINION PROTECTION BEZOEKERSJAS PE	20 st.	10 x 20 st.
522220	KLINION PROTECTION BEZOEKERSJAS NON WOVEN	1 st.	50 x 1 st.
71409	KLINION PROTECTION PATIËNTJAS GESLOTEN ACHTERZIJDE BLAUW KORTE MOUWEN	10 st.	10 x 10 st.
71410	KLINION PROTECTION PATIËNTJAS SMS PAARS KORTE MOUWEN	10 st.	10 x 10 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Isolatieschorten

Toepassing

Protectiejassen moeten beschermen, maar ook comfortabel zijn in gebruik. De noodzakelijke beschermingsgraad, draagtijd en aard van de handelingen bepalen in grote mate de keuze. Het pakket van Klinion Protection is gevarieerd en afgestemd op de verschillende wensen.



Productinformatie

- zachte, soepele jassen voor optimaal draagcomfort
- verstelbaar bij de nek met klittenband en op de rug met linten
- manchetten voor goede bescherming
- verschillende niveaus van bescherming: tegen vuil, vocht, lichaamsvloeistoffen en tegen handelingen met cytostatica
- meerdere uitvoeringen, materialen en kleuren

Het meeste draagcomfort bieden de SMS-jassen (artikel nummer 71429 en 71430). Dit materiaal is vochtwerend en 'ademend'. Moet een zorgprofessional handelingen uitvoeren waarbij zijn kleding nat kan worden, dan is de SMS-jas de oplossing: soepel, ademend en een goede barrière tegen vocht.

Non-woven jassen met lange mouw, vochtbestendigheid door PE-coating, manchetten en een verstelbare sluiting bij nek en rug voor een betere pasvorm en bescherming. Deze protectiejassen (artikelnummer 522240 en 522250) zijn goed inzetbaar bij verpleging van cytostatica patiënten.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522210	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT BLAUW. LANGE MOUWEN MET ELASTISCHE BAND	50 st.	1 x 50 st.
522230	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT GEEL. LANGE MOUWEN MET ELASTISCHE BAND	10 st.	5 x 10 st.
522240	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT GEEL. ZWARE KWALITEIT MET PE COATING. LANGE MOUWEN MET TRICOT MANCHET. MEDIUM	1 st.	50 x 1 st.
522250	KLINION PROTECTION ISOLATIESCHORT GEEL. ZWARE KWALITEIT MET PE COATING. LANGE MOUWEN MET TRICOT MANCHET. LARGE	1 st.	50 x 1 st.
71411	PROTECTIEJAS POLYPROPYLEEN NON-WOVEN M GEEL	10 st.	5 x 10 st.
71429	KLINION PROTECTION JAS PROTECTIE SMS PAARS 120CM	10 st.	10 x 10 st.
71430	KLINION PROTECTION JAS PROTECTIE SMS XL PAARS 145CM	10 st.	10 x 10 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Wasschorten PE - NW

Toepassing

Een schort beschermt de kleding tegen spatten en andere verontreinigingen.

Productinformatie

- wit schort gemaakt van polyethyleen (PE)
- embossed, geruwd
- ronde halsopening, sluiting op de rug met 2 banden
- breedte schort is 80 cm (NW 70cm)
- verpakt in handige dispenserdoos

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
522110	KLINION PROTECTION SCHORT PE 110 CM WIT 100ST DOOS REF 522110	100 st.	10 x 100 st.
522130	KLINION PROTECTION SCHORT PE 125 CM WIT 100ST DOOS REF 522130	100 st.	10 x 100 st.
522132	KLINION PROTECTION SCHORT PE 125 CM WIT 25ST REF 522132	25 st.	28 x 25 st.
522160	KLINION PROTECTION SCHORT PE 165 CM WIT 100ST DOOS REF 522160	70 st.	10 x 70 st.
904000	SCHORT 70 X 143 CM	50 st.	5 x 50 st.

Klinion Protection, de essentiële schakel voor goede infectiepreventie.



Vingercondoom

Toepassing

Omwille van hygiëne en ter voorkoming van besmetting is het mogelijk om bij het inbrengen van zetpillen en/of het aanbrengen van zalf gebruik te maken van een vingercondoom. Een vingercondoom is een latex hoesje dat om de vinger geschoven kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat de vinger in contact komt met de huid of een wond.

Productinformatie

- gemaakt van latex
- voor eenmalig gebruik
- condooms zijn opgerold

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos
9330509	VINGERCONDOOM LATEX S REF 8111/0135-2	100 st.	300 x 100 st.
9330510	VINGERCONDOOM LATEX M REF 8110/0135-3	100 st.	300 x 100 st.
9330511	VINGERCONDOOM LATEX L REF 8112/0135-4	100 st.	300 x 100 st.